HS3100 软件源程序

```
#include "Drv_HT1623.h"
/*
**********************
* 函数原型: static void delay(uint16_t time)
  功
       能: us 延时
       入: time : 时间
* 输
       数: uint16_t time
       用:内部调用
* 调
********************
static void delay(uint16_t time)
   unsigned char a;
   for(a = 100; a > 0; a - -);
}
**********************
* 函数原型: static void Write_Mode(unsigned char MODE)
       能: 写入模式,数据 or 命令
       入: MODE: 数据 or 命令
  输
       数: unsigned char MODE
       用:内部调用
************************
static void Write_Mode(unsigned char MODE)
   delay(10);
   Clr_1625_Wr;//RW = 0;
   delay(10);
   Set_1625_Dat;//DA = 1;
   Set_1625_Wr;//RW = 1;
   delay(10);
   Clr_1625_Wr;//RW = 0;
   delay(10);
   Clr_1625_Dat;
   delay(10);//DA = 0;
   Set_1625_Wr;//RW = 1;
   delay(10);
   Clr_1625_Wr;//RW = 0;
   delay(10);
   if (0 == MODE)
      Clr_1625_Dat;//DA = 0;
   }
   else
      Set_1625_Dat;//DA = 1;
```

```
}
   delay(10);
   Set_1625_Wr;//RW = 1;
   delay(10);
}
************************
  函数原型: static void Write_Command(unsigned char Cbyte)
  功
       能: LCD 命令写入函数
  输
       入: Cbyte: 控制命令字
       数: unsigned char Cbyte
       用:内部调用
***********************
static void Write_Command(unsigned char Cbyte)
   unsigned char i = 0;
   for (i = 0; i < 8; i++)
      Clr_1625_Wr;
      //Delay_us(10);
      if ((Cbyte >> (7 - i)) & 0x01)
          Set_1625_Dat;
      }
      else
      {
          Clr_1625_Dat;
      delay(10);
      Set_1625_Wr;
      delay(10);
   Clr_1625_Wr;
   delay(10);
   Clr_1625_Dat;
   Set_1625_Wr;
   delay(10);
}
***********************
  函数原型: static void Write_Address(unsigned char Abyte)
  功
       能: LCD 地址写入函数
  输
       入: Abyte: 地址
  参
       数: unsigned char Abyte
       用:内部调用
***********************
*/
```

```
static void Write_Address(unsigned char Abyte)
    unsigned char i = 0;
    Abyte = Abyte \ll 1;
    for (i = 0; i < 6; i++)
        Clr_1625_Wr;
        if ((Abyte >> (6 - i)) & 0x01)
           Set_1625_Dat;
        }
       else
           Clr_1625_Dat;
        delay(10);
        Set_1625_Wr;
        delay(10);
    }
}
***********************
  函数原型: static void Write_Data_8bit(unsigned char Dbyte)
  功
        能: LCD 8bit 数据写入函数
  输
        入: Dbyte: 数据
        数: unsigned char Dbyte
        用:内部调用
**********************
static void Write_Data_8bit(unsigned char Dbyte)
   int i = 0;
    for (i = 0; i < 8; i++)
    {
        Clr_1625_Wr;
       if ((Dbyte >> (7 - i)) & 0x01)
           Set_1625_Dat;
        }
       else
           Clr_1625_Dat;
        delay(10);
        Set_1625_Wr;
       delay(10);
    }
}
```

```
/*
************************
  函数原型: void Write_Data_4bit(unsigned char Dbyte)
        能: LCD 4bit 数据写入函数
  输
        入: Dbyte: 数据
  参
        数: unsigned char Dbyte
  调
        用:内部调用
void Write_Data_4bit(unsigned char Dbyte)
   int i = 0;
   for (i = 0; i < 4; i++)
       Clr_1625_Wr;
       if ((Dbyte >> (3 - i)) & 0x01)
           Set_1625_Dat;
       }
       else
           Clr_1625_Dat;
       }
       delay(10);
       Set_1625_Wr;
       delay(10);
   }
}
***********************
  函数原型: void Lcd_Init(void)
        能: LCD 初始化,对 lcd 自身做初始化设置
***********************
void Lcd_Init(void)
   Set_1625_Cs;
   Set_1625_Wr;
   Set_1625_Dat;
   delay(500);
   Clr_1625_Cs_{;}//CS = 0;
   delay(10);
   Write_Mode(0);//命令模式
   Write_Command(0x01);//Enable System
   Write_Command(0x03);//Enable Bias
   Write_Command(0x04);//Disable Timer
   Write_Command(0x05);//Disable WDT
   Write_Command(0x08);//Tone OFF
   Write_Command(0x18);//on-chip RC 震荡
```

```
Write_Command(0x29);//1/4Duty 1/3Bias
   Write_Command(0x80);//Disable IRQ
   Write_Command(0x40);//Tone Frequency 4kHZ
   Write_Command(0xE3);//Normal Mode
   Set_1625_Cs;//CS = 1;
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2, 20);//不输出 pwm
   Lcd_All();
   HAL_Delay(1000);
   Lcd_Clr();
}
**********************
* 函数原型: void Lcd Clr(void)
       能: LCD 清屏函数
**********************
void Lcd_Clr(void)
   Write_Addr_Dat_N(0x0, 0x00, 60);
}
************************
* 函数原型: void Lcd All(void)
       能: LCD 全显示函数
************************
void Lcd_All(void)
   Write_Addr_Dat_N(0x0, 0xFF, 60);
}
***********************
* 函数原型: void Write_Addr_Dat_N(unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char
n)
  功
       能: 屏幕显示
       入: _addr: 地址 char _dat: 数据 n: 个数
       数: unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char n
***********************
void Write_Addr_Dat_N(unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char n)
   unsigned char i = 0;
   Clr_1625_Cs_{;}//CS = 0;
   delay(10);
```

```
Write_Mode(1);
   Write_Address(_addr);
   for (i = 0; i < n; i++)
      Write_Data_8bit(_dat);
   Set_1625_Cs;//CS = 1;
#include "Drv_KEY.h"
/********全局变量声明*****/
uint8_t Key_Status;//按键按下标志
/********局部变量声明*****/
float Key_Cnt1,Key_Cnt2,Key_Cnt3,Key_Cnt4;//按下时间
uint8_t Key_Flag1,Key_Flag2,Key_Flag3,Key_Flag4;//按键按下标志
uint8_t LongPress1,LongPress2,LongPress3,LongPress4;//按键长按标志
***********************
* 函数原型: void Check_Press(float dT)
      能: 检测按键按下状态-500ms
************************
void Check_Press(float dT)
  if(Key_Status)//按键按下
      Key_Status -= dT;//倒计时
}
*********************
* 函数原型: void Key_Scan(float dT)
      能:矩阵按键扫描
************************
void Key_Scan(float dT)
   键
**************
   if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY_MENU_GPIO_Port,KEY_MENU_Pin) == 0)//按下按键
      if(sys.Run_Status)
         return;
      if(LongPress1 == 0)//没有长按过
         Key_Cnt1 += dT;//按下时间++
         Key_Flag1 = 1;//按键按下标志置一
      }
```

```
if(Key_Flag1 == 1)//接键被接下
       if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY_MENU_GPIO_Port,KEY_MENU_Pin) == 1)//抬起按键
          if(Key_Cnt1 > 0.1 && Key_Cnt1 < 1.5)//小于 1.5S 是单击
              sys.SetMode_Option++;
              if(sys.SetMode_Option > 3)
                  sys.SetMode_Option = 0;
              Beep_Time = 0.1;//蜂鸣器响 0.1S
              Twinkle_Time = 6;//闪烁时间 6S
          Key_Flag1 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
          LongPress1 = 0;//长按标志清零
          Key_Cnt1 = 0;//按钮计数清零
       if(Key_Cnt1 > 1.5 && Key_Cnt1 < 3)//按键时间大于 1.5S 小于 3S 表示长按
          if(LongPress1 == 0)//如果没有一直一直长按着
              LongPress1 = 1;//长按标志置一
       }
   /*************
                                                     加
                                                                      键
**************
   if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY_PLUS_GPIO_Port,KEY_PLUS_Pin )== 0)//按下按键
       if(sys.Run_Status)
          return;
       Key_Cnt2 += dT;//按下时间++
       Key_Flag2 = 1;//接键按下标志置一
   }
   if(Key_Flag2 == 1)//按键被按下
       if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY_PLUS_GPIO_Port,KEY_PLUS_Pin) == 1)//抬起按键
          if(Key_Cnt2 < 1.4)//小于 1.5S 是单击
          {
              if(sys.SetMode_Option == 1)//设置温度
                  Temp.Set_Temp += 10;//温度加 1 度
                  if(Temp.Set_Temp > Temp_MAX)//假如温度大于 Temp_MAX 度时
                     Temp.Set_Temp = Temp_MAX;//温度等于 Temp_MAX 度
              else if(sys.SetMode_Option == 2)//设置速度
                  Speed.Set_Speed += 10;//转速加 10 转
                  if(Speed.Set_Speed == 10)//从零转开始最低为 50 转,判断是 10 后
                     Speed.Set_Speed = 50;//设定转速为 50 开始
```

if(Speed.Set\_Speed > Speed\_MAX)//假如转速大于 Speed\_MAX

```
Speed.Set_Speed = Speed_MAX;//转速等于 Speed_MAX
              else if(sys.SetMode_Option == 3)//设置时间
                  Time.Set_Time += 60;//时间加 1 分钟
                  if(Time.Set_Time > Time_MAX)//假如时间大于 Time_MAX 时
                     Time.Set_Time = Time_MAX;//时间等于 Time_MAX
              }
              Key Status = 2;//设置时 2S 不闪烁
              Twinkle_Time = 6;//闪烁时间 6S
          Key_Flag2 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
          Key_Cnt2 = 0;//按钮计数清零
       if(Key_Cnt2 > 1.9 && Key_Cnt2 < 2.1)//按键时间大于 1.9S 小于 2.1S 表示长按
          if(sys.SetMode_Option == 1)//设置温度
          {
              Temp.Set_Temp += 100;//温度加 10 度
              if(Temp.Set_Temp > Temp_MAX)//假如温度大于 Temp_MAX 度时
                  Temp.Set_Temp = Temp_MAX;//温度等于 Temp_MAX 度
          else if(sys.SetMode_Option == 2)//设置速度
              Speed.Set_Speed += 100;//转速加 100 转
              if(Speed.Set_Speed > Speed_MAX)//假如转速大于 Speed_MAX
                  Speed.Set_Speed = Speed_MAX;//转速等于 Speed_MAX
          else if(sys.SetMode_Option == 3)//设置时间
              Time.Set_Time += 600;//时间加 10 分钟
              if(Time.Set_Time > Time_MAX)//假如时间大于 Time_MAX 时
                  Time.Set_Time = Time_MAX;//时间等于 Time_MAX
          Key_Status = 2;//设置时 2S 不闪烁
          Twinkle_Time = 6;//闪烁时间 6S
          Key_Flag2 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
          Key_Cnt2 = 1.4;//按钮计数从 1.4s 开始
       }
   }
   /*************
                                                     减
                                                                     键
**************
   if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY_DEC_GPIO_Port,KEY_DEC_Pin) == 0)//按下按键
       if(sys.Run_Status)
          return;
       Key_Cnt3 += dT;//按下时间++
       Key_Flag3 = 1;//按键按下标志置一
```

```
if(Key_Flag3 == 1)//接键被接下
   if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY_DEC_GPIO_Port,KEY_DEC_Pin) == 1)//抬起按键
       if(Key_Cnt3 < 1.4)/*单击*///小于 1.5S 是单击
           if(sys.SetMode_Option == 1)//设置温度
               Temp.Set_Temp -= 10;//温度减1度
               if(Temp.Set_Temp < 0)//假如温度小于 0 度时
                   Temp.Set_Temp = 0;//温度等于 0 度
           else if(sys.SetMode_Option == 2)//设置速度
               Speed.Set_Speed -= 10;//转速减 10 转
               if(Speed.Set_Speed < 50)//假如转速小于 50 时
                   Speed.Set_Speed = 0;//转速等于 0
           else if(sys.SetMode_Option == 3)//设置时间
               Time.Set_Time -= 60;//时间减 1 分钟
               if(Time.Set_Time < 0)//假如时间小于 0 时
                   Time.Set_Time = 0;//时间等于 0
           }
           Key_Status = 2;//设置时 2S 不闪烁
           Twinkle_Time = 6;//闪烁时间 6S
       Key_Flag3 = 0; // 按键事件结束,等待下一次按下
       Key_Cnt3 = 0;//按钮计数清零
   if(Key_Cnt3 > 1.9 && Key_Cnt3 < 2.1)//按键时间大于 1.9S 小于 2.1S 表示长按
       if(sys.SetMode_Option == 1)//设置温度
       {
           Temp.Set_Temp -= 100;//温度减 10 度
           if(Temp.Set_Temp < 0)//假如温度小于 0 度时
               Temp.Set_Temp = 0;//温度等于 0 度
       }
       else if(sys.SetMode_Option == 2)//设置速度
           Speed.Set_Speed -= 100;//转速减 100 转
           if(Speed.Set_Speed < 50)//假如转速小于 50 时
               Speed.Set_Speed = 0;//转速等于 0
       else if(sys.SetMode_Option == 3)//设置时间
           Time.Set Time -= 600;//时间减 10 分钟
           if(Time.Set_Time < 0)//假如时间小于 0 时
               Time.Set_Time = 0;//时间等于 0
```

```
Key_Status = 2;//设置时 2S 不闪烁
          Twinkle_Time = 6;//闪烁时间 6S
          Key_Flag3 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
          Key_Cnt3 = 1.4;//按钮计数从 1.5s 开始
       }
   }
   /************Start
                                                                    键
*************
   if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY_STATE_GPIO_Port,KEY_STATE_Pin )== 0)//按下按键
       if(LongPress4 == 0)//没有长按过
          Key_Cnt4 += dT;//按下时间++
          Key_Flag4 = 1;//接键按下标志置一
   if(Key_Flag4 == 1)//按键被按下
       if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY_STATE_GPIO_Port,KEY_STATE_Pin) == 1)//抬起按键
          if(Key_Cnt4 > 0.1 && Key_Cnt4 < 1.5)//小于 1.5S 是单击
              if(sys.Run_Status == 0 && (Speed.Set_Speed || Temp.Set_Temp))//系统没启
动的话
              {
                 sys.Run_Status = 1;//启动系统
                 Speed_Val.SumError = 0x12E58;//给 pid 的积分和来起步电机
                 sys.SetMode_Option = 0;
              else//系统启动的话
                 Speed.Speed_ADDMode = 1;//进入减速模式
                 Speed.Ctrl_Speed = 0;//将控制速度设置为 0
              Beep_Time = 0.1;//蜂鸣器响 0.1S
              Twinkle_Time = 0;//闪烁时间 6S
              sys.SetMode_Option = 0;
          Key_Flag4 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
          LongPress4 = 0;//长按标志清零
          Key_Cnt4 = 0;//按钮计数清零
       if(Key_Cnt4 > 1.5 && Key_Cnt4 < 3)//按键时间大于 1.5S 小于 3S 表示长按
          if(LongPress4 == 0)//如果没有一直一直长接着
              LongPress4 = 1;//长按标志置一
```

```
}
#include "Drv_Beep.h"
/********全局变量*******/
float Beep_Time;//蜂鸣器响的时间
float Beep_Flash;//蜂鸣器响的次数
************************
 * 函数原型: void Buzzer_Status(float dT)
  功
        能: 蜂鸣器的状态检测
  输
        入: dT:执行周期
        数:
            uint16_t dT
void Buzzer_Status(float dT)
   static float BT;
   if(Beep_Time <= 0 && Beep_Flash <= 0)//蜂鸣器的时间小于等于 0 时
       Beep_OFF;//关闭蜂鸣器
       return;
   if(Beep_Time)
       Beep_ON;//打开蜂鸣器
       Beep_Time -= dT;//蜂鸣器响的时间--
   if(Beep_Flash)
       BT = BT + dT;//周期++
       if(BT < 0.2)//如果小于 0.2s 时
           Beep_ON;//蜂鸣器响
       else if(BT >= 0.2 && BT < 0.3)//在 0.2 和 0.3s 之间时
          Beep_OFF;//关闭蜂鸣器
       else if(BT >= 0.3)//大于等于 0.2s 时
           Beep_Flash--;//次数--
          BT = 0;//周期清零
       }
   }
#include "Drv_Flash.h"
```

```
//Flash_Write((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
//Flash_Read((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
************************
* 函数原型: uint8_t Flash_Write(uint8_t *addr, uint16_t len)
       能: 写入 Flash
       入: addr 需要写入结构体的地址, len 结构体长度
* 输
       出: 写入是否成功
       数: uint8_t *addr, uint16_t len
***********************
uint8_t Flash_Write(uint8_t *addr, uint16_t len)
   uint16_t FlashStatus;//定义写入 Flash 状态
   FLASH EraseInitTypeDef My Flash:// 声明 FLASH EraseInitTypeDef 结构体为
My Flash
   HAL_FLASH_Unlock();//解锁 Flash
   My_Flash.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;//标明 Flash 执行页面只做擦除操
作
   My_Flash.PageAddress = PARAMFLASH_BASE_ADDRESS;//声明要擦除的地址
   My_Flash.NbPages = 1;//说明要擦除的页数,此参数必须是 Min_Data = 1 和 Max_Data
=(最大页数-初始页的值)之间的值
   uint32_t PageError = 0;//设置 PageError,如果出现错误这个变量会被设置为出错的
FLASH 地址
   FlashStatus = HAL_FLASHEx_Erase(&My_Flash, &PageError);//调用擦除函数(擦除
Flash)
   if(FlashStatus != HAL_OK)
      return 0;
   for(uint16_t i=0; i<len; i=i+2)
      uint16_t temp;//临时存储数值
      if(i+1 \le len-1)
          temp = (uint16_t)(addr[i+1] << 8) + addr[i];
      else
          temp = 0xff00 + addr[i];
      //对 Flash 进行烧写,FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD 声明操作的 Flash 地
址的 16 位的,此外还有 32 位跟 64 位的操作,自行翻查 HAL 库的定义即可
      FlashStatus = HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD,
PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i, temp);
      if (FlashStatus != HAL_OK)
          return 0;
   HAL_FLASH_Lock();//锁住 Flash
   return 1:
```

```
}
************************
 * 函数原型: uint8_t Flash_Read(uint8_t *addr, uint16_t len)
         能:读取Flash
         入: addr 需要写入结构体的地址, len 结构体长度
   输
 * 输
         出:读取是否成功
         数: uint8_t *addr, uint16_t len
***********************
uint8_t Flash_Read(uint8_t *addr, uint16_t len)
    for(uint16_t i=0; i< len; i=i+2)
    {
        uint16_t temp;
        if(i+1 \le len-1)
            temp = (*(__IO uint16_t*)(PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i));//*(__IO
uint16_t*)是读取该地址的参数值,其值为 16 位数据,一次读取两个字节
            addr[i] = BYTEO(temp);
            addr[i+1] = BYTE1(temp);
        }
        else
        {
            temp = (*(__IO uint16_t*)(PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i));
            addr[i] = BYTE0(temp);
        }
    }
    return 1;
#include "Drv_PT1000.h"
-22.1-300 摄氏度
const float Temp_map[1421]=
/*-22*/913.733,
                913.340,
                            912.946,
                                         912.553,
                                                     912.159,
                                                                 911.766, 911.372,
    910.979,
                910.585,
                            910.192,
/*-21*/917.666,
                917.273,
                            916.879,
                                         916.486,
                                                     916.093,
                                                                 915.700,
    915.306,
                914.913,
                            914.520,
                                         914.126,
/*-20*/921.599,
                921.206,
                                         920.419,
                                                     920.026,
                                                                 919.633,
                            920.812,
    919.239,
                918.846,
                            918.453,
                                         918.059,
/*-19*/925.531,
                925.138,
                            924.745,
                                         924.351,
                                                     923.958,
                                                                 923.565,
    923.172,
                922.779,
                            922.385,
                                         921.992,
/*-18*/929.460,
                929.067,
                            928.674,
                                         928.281,
                                                     927.888,
                                                                 927.496,
    927.103,
                926.710,
                            926.317,
                                         925.924,
/*-17*/933.390,
                932.997,
                            932.604,
                                         932.211, 931.818,
                                                             931.425,
                                                                         931.032,
    930.639,
                930.246,
                            929.853,
                                                                 935.354,
/*-16*/937.317,
                936.924,
                            936.532,
                                         936.139,
                                                     935.746,
```

HS3100 软件 V1.0

934.961,	934.568,	934.175,	933.783,		_
/*-15*/941.244,	940.851,	940.459,	940.066,	939.673,	939.281,
938.888,	938.495,	938.102,	937.710,		
/*-14*/945.170 <b>,</b>	944.777,	944.385,	943.992,	943.600,	943.207,
942.814,	942.422,	942.029,	941.637,		
/*-13*/949.094 <b>,</b>	948.702,	948.309,	947.917,	947.524,	947.132,
946.740,	946.347,	945.955,	945.562,		
/*-12*/953.016,	952.624,	952.232,	951.839,	951.447,	951.055, 950.663,
	.878, 949.486,		,	,	,
/*-11*/956.93 <b>8</b> ,		956.154,	955.761,	955.369,	954.977, 954.585,
,	.800, 953.408,		,	,	,
/*-10*/960.859 <b>,</b>		960.075,	959.683,	959.291,	958.899, 958.506,
	.722, 957.330,		,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
/*-9*/964.779 <b>,</b>		963.995,	963.603,	963 211 962	.819, 962.427,
	.643, 961.251,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, oc. <u>-</u> 11, , o -	.015, 50227,
/*-8*/968.697,		967.913,	967.522,	967.130,	966.738, 966.346,
	.563, 965.171,		<i>707.322</i> ,	<i>707.130</i> ,	700.750, 700.510,
/*-7*/972.614,			971.439,	971.047,	970.656, 970.264,
	.480, 969.089,		)/1. <del>4</del> 3),	<i>71</i> 1.047,	770.030, 770.204,
/*-6*/976.529,		975.746,	975.355,	974.963,	974.572, 974.180,
	.397, 973.006,		713.333,	714.703,	774.572, 774.100,
/*-5*/980.444,		979.662,	979.270,	978.879,	978.487, 978.096,
	.313, 976.921,		<i>515.216</i> ,	770.077,	770.107, 770.070,
/*-4*/984.358,			983.184,	982.793,	982.401, 982.010,
	.227, 980.835,		, , ,	, se <u>-</u> , se,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
/*-3*/988.270 <b>,</b>		987.488,	987.096,	986.705,	986.314, 985.923,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.140, 984.749,		,	,	,
/*-2*/992.181,991			0.617, 990.226,	989.834, 989	.443, 989.052,
988.661,		,	,	,	,
/*-1*/996.091,995	.700, 995.309,	994.918, 994	4.527, 994.136,	993.745,	993.354,
992.963,	992.572,				
/*0*/1000.000,	1000.391,	1000.782,	1001.172,	1001.563,	1001.954,
	1002.736,				
/*1*/1003.908,	1004.298,	1004.689,	1005.080,	1005.470,	1005.861,
	1006.642,				
/*2*/1007.814,	1008.205,	1008.595,	1008.986,	1009.377,	1009.767,
	1010.548,				
/*3*/1011.720,	1012.110,	1012.501,	1012.891,	1013.282,	1013.672,
1014.062,	1014.453,	1014.843,	1015.234,		
1015.624, 101				7.185, 101	7.576,
	1018.356,				
1019.527, 101	9.917, 102	0.308, 102	20.698, 102	1.088, 102	1.478,
	1022.259,				
1023.429, 102				4.989, 102	5.380,
	1026.160,				
1027.330, 102				8.890, 102	9.280,
	1030.060,			-	
1031.229, 103				2.789, 103	3.179,
	1033.958,				
1035.128, 103				6.687, 103	7.077,

1037,466			)		
100700	1037.8	56, 1038.24	46, 1038.63	36,	
1039.025,	1039.415,	1039.805,	1040.194,	1040.584,	1040.973,
1041.363	1041.7	53, 1042.14	42, 1042.53	32,	
1042.921,	1043.311,	1043.701,	1044.090,	1044.480,	1044.869,
1045.259	1045.64	48, 1046.03	38, 1046.42	27,	
			1047.985,		1048.764,
			32, 1050.32		ŕ
			1051.878,		1052.657.
			25, 1054.21		,
			1055.771,		1056 549
			16, 1058.10		1000.010,
			1059.662,		1060 440
			07, 1061.99		1000.440,
			1063.552,		1064 220
			96, 1065.88		1004.550,
					1069 219
			1067.441,		1008.218,
			35, 1069.77		1072 106
			1071.328,		10/2.106,
			72, 1073.66		
			1075.215,		1075.992,
			58, 1077.54		
			1079.101,		1079.877,
			43, 1081.43		
			1082.985,		1083.762,
			26, 1085.31		
1085.703,	1086.091,	1086.480,	1086.868,	1087.256,	1087.644,
			09, 1089.19		
1089.585,	1089.974,	1090.362,	1090 750	1091.138.	1091 526
1091.914		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,0.,50,	10, 1,100,	1071.320,
10,11,1	1092.30		90, 1093.07		1071.320,
		02, 1092.69		78,	
1093.467,	1093.855,	02, 1092.69 1094.243,	90, 1093.07	78, 1095.019,	
1093.467, 1095.795,	1093.855, 1096.18	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.5	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95	78, 1095.019, 59,	1095.407,
1093.467, 1095.795, 1097.347,	1093.855, 1096.18 1097.734,	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.57 1098.122,	90, 1093.07 1094.631,	78, 1095.019, 59, 1098.898,	1095.407,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674,	1093.855, 1096.13 1097.734, 1100.06	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.57 1098.122, 62, 1100.45	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83	78, 1095.019, 59, 1098.898, 88,	1095.407, 1099.286,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225,	1093.855, 1096.18 1097.734, 1100.06 1101.613,	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.57 1098.122, 62, 1100.45 1102.001,	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389,	78, 1095.019, 59, 1098.898, 88, 1102.777,	1095.407, 1099.286,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1103.552,	1093.855, 1096.13 1097.734, 1100.00 1101.613, 1103.94	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.57 1098.122, 52, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71	78, 1095.019, 59, 1098.898, 38, 1102.777,	1095.407, 1099.286, 1103.164,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1103.552, 1105.103,	1093.855, 1096.13 1097.734, 1100.06 1101.613, 1103.94 1105.491,	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.57 1098.122, 62, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32 1105.879,	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71 1106.266,	78, 1095.019, 59, 1098.898, 88, 1102.777, 5, 1106.654,	1095.407, 1099.286, 1103.164,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1103.552, 1105.103, 1107.429,	1093.855, 1096.13 1097.734, 1100.06 1101.613, 1103.94 1105.491, 1107.8	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.57 1098.122, 62, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32 1105.879, 17, 1108.20	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71 1106.266, 04, 1108.59	78, 1095.019, 59, 1098.898, 38, 1102.777, 5, 1106.654, 92,	1095.407, 1099.286, 1103.164, 1107.042,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1103.552, 1105.103, 1107.429, 1108.980,	1093.855, 1096.13 1097.734, 1100.00 1101.613, 1103.94 1105.491, 1107.8 1109.367,	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.57 1098.122, 62, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32 1105.879, 17, 1108.20 1109.755,	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71 1106.266, 04, 1108.59	78, 1095.019, 59, 1098.898, 38, 1102.777, 55, 1106.654, 92, 1110.530,	1095.407, 1099.286, 1103.164, 1107.042,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1103.552, 1105.103, 1107.429, 1108.980, 1111.305,	1093.855, 1096.18 1097.734, 1100.06 1101.613, 1103.94 1105.491, 1107.8 1109.367, 1111.69	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.57 1098.122, 62, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32 1105.879, 17, 1108.20 1109.755, 93, 1112.08	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71 1106.266, 04, 1108.59 1110.142, 30, 1112.46	78, 1095.019, 59, 1098.898, 88, 1102.777, 5, 1106.654, 92, 1110.530, 68,	1095.407, 1099.286, 1103.164, 1107.042, 1110.917,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1103.552, 1105.103, 1107.429, 1108.980, 1111.305, 1112.855,	1093.855, 1096.18 1097.734, 1100.00 1101.613, 1103.94 1105.491, 1107.8 1109.367, 1111.69	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.59 1098.122, 62, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32 1105.879, 17, 1108.20 1109.755, 93, 1112.08 1113.630,	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71 1106.266, 04, 1108.59 1110.142, 30, 1112.46 1114.017,	78, 1095.019, 59, 1098.898, 38, 1102.777, .5, 1106.654, 92, 1110.530, 68, 1114.405,	1095.407, 1099.286, 1103.164, 1107.042, 1110.917,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1103.552, 1105.103, 1107.429, 1108.980, 1111.305, 1112.855, 1115.180,	1093.855, 1096.18 1097.734, 1100.06 1101.613, 1103.94 1105.491, 1107.80 1109.367, 1111.69 1113.242, 1115.56	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.57 1098.122, 62, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32 1105.879, 17, 1108.20 1109.755, 93, 1112.08 1113.630, 67, 1115.95	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71 1106.266, 04, 1108.59 1110.142, 30, 1112.46 1114.017, 54, 1116.34	78, 1095.019, 59, 1098.898, 38, 1102.777, 5, 1106.654, 92, 1110.530, 68, 1114.405,	1095.407, 1099.286, 1103.164, 1107.042, 1110.917, 1114.792,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1103.552, 1105.103, 1107.429, 1108.980, 1111.305, 1112.855, 1115.180, 1116.729,	1093.855, 1096.18 1097.734, 1100.06 1101.613, 1103.94 1105.491, 1107.8 1109.367, 1111.69 1113.242, 1115.56 1117.117,	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.59 1098.122, 62, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32 1105.879, 17, 1108.20 1109.755, 93, 1112.08 1113.630, 67, 1115.93	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71 1106.266, 04, 1108.59 1110.142, 30, 1112.46 1114.017, 54, 1116.34 1117.891,	78, 1095.019, 59, 1098.898, 38, 1102.777, 5, 1106.654, 92, 1110.530, 68, 1114.405, 42, 1118.279,	1095.407, 1099.286, 1103.164, 1107.042, 1110.917, 1114.792,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1105.103, 1107.429, 1108.980, 1111.305, 1112.855, 1115.180, 1116.729, 1119.053,	1093.855, 1096.18 1097.734, 1100.06 1101.613, 1105.491, 1107.8 1109.367, 1111.69 1113.242, 1115.56 1117.117, 1119.44	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.59 1098.122, 62, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32 1105.879, 17, 1108.20 1109.755, 93, 1112.08 1113.630, 67, 1115.99 1117.504, 41, 1119.82	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71 1106.266, 04, 1108.59 1110.142, 30, 1112.46 1114.017, 54, 1116.34 1117.891, 28, 1120.21	78, 1095.019, 59, 1098.898, 38, 1102.777, .5, 1106.654, 92, 1110.530, 68, 1114.405, 62, 1118.279, .5,	1095.407, 1099.286, 1103.164, 1107.042, 1110.917, 1114.792, 1118.666,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1105.103, 1107.429, 1108.980, 1111.305, 1112.855, 1115.180, 1116.729, 1119.053, 1120.602,	1093.855, 1096.18 1097.734, 1100.06 1101.613, 1103.94 1105.491, 1109.367, 1111.69 1113.242, 1115.56 1117.117, 1119.44 1120.990,	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.57 1098.122, 62, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32 1105.879, 17, 1108.20 1109.755, 93, 1112.08 1113.630, 67, 1115.93 1117.504, 41, 1119.82 1121.377,	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71 1106.266, 04, 1108.59 1110.142, 30, 1112.46 1114.017, 54, 1116.34 1117.891, 28, 1120.21 1121.764,	78, 1095.019, 59, 1098.898, 38, 1102.777, 5, 1106.654, 92, 1110.530, 68, 1114.405, 62, 1118.279, 5, 1122.151,	1095.407, 1099.286, 1103.164, 1107.042, 1110.917, 1114.792, 1118.666,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1103.552, 1105.103, 1107.429, 1118.980, 1111.305, 1112.855, 1115.180, 1116.729, 1119.053, 1120.602, 1122.926,	1093.855, 1096.18 1097.734, 1100.06 1101.613, 1103.94 1105.491, 1107.8 1109.367, 1111.69 1113.242, 1115.56 1117.117, 1119.44 1120.990, 1123.3	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.57 1098.122, 62, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32 1105.879, 17, 1108.20 1109.755, 93, 1112.08 1113.630, 67, 1115.99 1117.504, 41, 1119.82 1121.377, 13, 1123.70	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71 1106.266, 04, 1108.59 1110.142, 30, 1112.46 1114.017, 54, 1116.34 1117.891, 28, 1120.21 1121.764, 90, 1124.08	78, 1095.019, 59, 1098.898, 88, 1102.777, 5, 1106.654, 92, 1110.530, 68, 1114.405, 92, 1118.279, 5, 1122.151,	1095.407, 1099.286, 1103.164, 1107.042, 1110.917, 1114.792, 1118.666, 1122.538,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1103.552, 1105.103, 1107.429, 1108.980, 1111.305, 1112.855, 1115.180, 1116.729, 1119.053, 1120.602, 1122.926, 1124.474,	1093.855, 1096.18 1097.734, 1100.06 1101.613, 1103.94 1105.491, 1109.367, 1111.69 1113.242, 1115.56 1117.117, 1119.44 1120.990, 1123.3 1124.861,	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.57 1098.122, 62, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32 1105.879, 17, 1108.20 1109.755, 93, 1112.08 1113.630, 67, 1115.94, 41, 1119.82 1121.377, 13, 1123.70 1125.248,	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71 1106.266, 04, 1108.59 1110.142, 30, 1112.46 1114.017, 54, 1116.34 1117.891, 28, 1120.21 1121.764, 00, 1124.08 1125.636,	78, 1095.019, 59, 1098.898, 38, 1102.777, 55, 1106.654, 92, 1110.530, 68, 1114.405, 42, 1118.279, 5, 1122.151, 37, 1126.023,	1095.407, 1099.286, 1103.164, 1107.042, 1110.917, 1114.792, 1118.666, 1122.538,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1103.552, 1105.103, 1107.429, 1108.980, 1111.305, 1112.855, 1115.180, 1116.729, 1119.053, 1120.602, 1122.926, 1124.474, 1126.797,	1093.855, 1096.18 1097.734, 1100.06 1101.613, 1103.94 1105.491, 1109.367, 1111.69 1113.242, 1115.56 1117.117, 1119.44 1120.990, 1123.33 1124.861, 1127.18	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.57 1098.122, 62, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32 1105.879, 17, 1108.20 1109.755, 93, 1112.08 1113.630, 67, 1115.93 1117.504, 41, 1119.82 1121.377, 13, 1123.70 1125.248, 84, 1127.57	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71 1106.266, 04, 1108.59 1110.142, 30, 1112.46 1114.017, 54, 1116.34 1117.891, 28, 1120.21 1121.764, 00, 1124.08 1125.636, 71, 1127.95	78, 1095.019, 59, 1098.898, 38, 1102.777, 5, 1106.654, 92, 1110.530, 68, 1114.405, 62, 1118.279, 5, 1122.151, 37, 1126.023, 58,	1095.407, 1099.286, 1103.164, 1107.042, 1110.917, 1114.792, 1118.666, 1122.538, 1126.410,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1103.552, 1105.103, 1107.429, 1108.980, 1111.305, 1112.855, 1115.180, 1116.729, 1119.053, 1120.602, 1122.926, 1124.474, 1126.797, 1128.345,	1093.855, 1096.18 1097.734, 1100.06 1101.613, 1105.491, 1107.8 1109.367, 1111.69 1113.242, 1115.56 1117.117, 1119.44 1120.990, 1123.3 1124.861, 1127.18 1128.732,	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.59 1098.122, 62, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32 1105.879, 17, 1108.20 1109.755, 93, 1112.08 1113.630, 67, 1115.99 1117.504, 41, 1119.82 1121.377, 13, 1123.70 1125.248, 84, 1127.53 1129.119,	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71 1106.266, 04, 1108.59 1110.142, 30, 1112.46 1114.017, 54, 1116.34 1117.891, 28, 1120.21 1121.764, 00, 1124.08 1125.636, 71, 1127.95 1130.127,	78, 1095.019, 59, 1098.898, 38, 1102.777, 5, 1106.654, 92, 1110.530, 68, 1114.405, 62, 1118.279, 5, 1122.151, 37, 1126.023, 68, 1129.893,	1095.407, 1099.286, 1103.164, 1107.042, 1110.917, 1114.792, 1118.666, 1122.538, 1126.410,
1093.467, 1095.795, 1097.347, 1099.674, 1101.225, 1105.103, 1107.429, 1108.980, 1111.305, 1112.855, 1116.729, 1119.053, 1120.602, 1122.926, 1124.474, 1126.797, 1128.345, 1130.667,	1093.855, 1096.13 1097.734, 1100.06 1101.613, 1105.491, 1107.8 1109.367, 1111.69 1113.242, 1115.56 1117.117, 1119.44 1120.990, 1123.3 1124.861, 1127.18 1128.732, 1131.05	02, 1092.69 1094.243, 83, 1096.57 1098.122, 62, 1100.49 1102.001, 40, 1104.32 1105.879, 17, 1108.20 1109.755, 93, 1112.08 1113.630, 67, 1115.93 1117.504, 41, 1119.82 1121.377, 13, 1123.70 1125.248, 84, 1127.57 1129.119, 54, 1131.44	90, 1093.07 1094.631, 71, 1096.95 1098.510, 50, 1100.83 1102.389, 28, 1104.71 1106.266, 04, 1108.59 1110.142, 30, 1112.46 1114.017, 54, 1116.34 1117.891, 28, 1120.21 1121.764, 00, 1124.08 1125.636, 71, 1127.95	78, 1095.019, 59, 1098.898, 38, 1102.777, .5, 1106.654, 92, 1110.530, 68, 1114.405, .2, 1118.279, .5, 1122.151, 37, 1126.023, 68, 1129.893, 28,	1095.407, 1099.286, 1103.164, 1107.042, 1110.917, 1114.792, 1118.666, 1122.538, 1126.410, 1130.280,

1134.536, 1134.923, 1135.309, 1135.696,	
1136.083, 1136.470, 1136.857, 1137.243, 1137.630,	1138.017,
1138.404, 1138.790, 1139.177, 1139.564,	
1139.950, 1140.337, 1140.724, 1141.110, 1141.497,	1141.884,
1142.270, 1142.657, 1143.043, 1143.430,	
1143.817, 1144.203, 1144.590, 1144.976, 1145.363,	1145.749,
1146.136, 1146.522, 1146.909, 1147.295,	
1147.681, 1148.068, 1148.454, 1148.841, 1149.227,	1149.614,
1150.000, 1150.386, 1150.773, 1151.159,	,
1151.545, 1151.932, 1152.318, 1152.704, 1153.091,	1153,477.
1153.863, 1154.249, 1154.636, 1155.022,	,
1155.408, 1155.794, 1156.180, 1156.567, 1156.953,	1157.339.
1157.725, 1158.111, 1158.497, 1158.883,	110,1003,
1159.270, 1159.656, 1160.042, 1160.428, 1160.814,	1161 200
1161.586, 1161.972, 1162.358, 1162.744,	1101.200,
1163.130, 1163.516, 1163.902, 1164.288, 1164.674,	1165 060
1165.446, 1165.831, 1166.217, 1166.603,	1103.000,
1166.989, 1167.375, 1167.761, 1168.147, 1168.532,	1168 018
1169.304, 1169.690, 1170.076, 1170.461,	1100.910,
	1172 776
1170.847, 1171.233, 1171.619, 1172.004, 1172.390,	11/2.//0,
1173.161, 1173.547, 1173.933, 1174.318,	1176 622
1174.704, 1175.090, 1175.475, 1175.861, 1176.247,	11/0.032,
1177.018, 1177.403, 1177.789, 1178.174,	1100 407
1178.560, 1178.945, 1179.331, 1179.716, 1180.102,	1180.487,
1180.873, 1181.258,1181.644, 1182.029,	1104041
1182.414, 1182.800, 1183.185, 1183.571, 1183.956,	1184.341,
1184.727, 1185.112,1185.597, 1185.883,	1100 101
1186.268, 1186.653, 1187.038, 1187.424, 1187.809,	1188.194,
1188.579, 1188.965,1189.350, 1189.735,	
1190.120, 1190.505, 1190.890, 1191.276, 1191.661,	1192.046,
1192.431, 1192.816, 1193.201, 1193.586,	
1193.971, 1194.356, 1194.741, 1195.126, 1195.511,	1195.896,
1196.281, 1196.666, 1197.051, 1197.436,	
1197.821, 1198.206, 1198.591, 1198.976, 1199.361,	1199.746,
1200.131, 1200.516, 1200.900, 1201.285,	
1201.670, 1202.055, 1202.440, 1202.824, 1203.209,	1203.594,
1203.979, 1204.364, 1204.748, 1205.133,	
1205.518, 1205.902, 1206.287, 1206.672, 1207.056,	1207.441,
1207.826, 1208.210, 1208.595, 1208.980,	
1209.364, 1209.749, 1210.133, 1210.518, 1210.902,	1211.287,
1211.672, 1212.056, 1212.441, 1212.825,	
1213.210, 1213.594, 1213.978, 1214.363, 1214.747,	1215.120,
1215.516, 1215.901, 1216.285, 1216.669,	
1217.054, 1217.438, 1217.822, 1218.207, 1218.591,	1218.975,
1219.360, 1219.744, 1220.128, 1220.513,	
1220.897, 1221.281, 1221.665, 1222.049, 1222.434,	1222.818,
1223.202, 1223.586, 1223.970, 1224.355,	,
1224.739, 1225.123, 1225.507, 1225.891, 1226.275,	1226.659.
1227.043, 1227.427, 1227.811, 1228.195,	,
1228.579, 1228.963, 1229.347, 1229.731, 1230.115,	1230.499
	,

HS3100 软件 V1.0
1230.883, 1231.267, 1231.651, 1232.035,
1232.419, 1232.803, 1233.187, 1233.571, 1233.955, 1234.338,
1234.722, 1235.106, 1235.490, 1235.874,
1236.257, 1236.641, 1237.025, 1237.409, 1237.792, 1238.176,
1238.560, 1238.944, 1239.327, 1239.711,
1240.095, 1240.478, 1240.862, 1241.246, 1241.629, 1242.030,
1242.396, 1242.780, 1243.164, 1243.547,
1243.931, 1244.314, 1244.698, 1245.081, 1245.465, 1245.848,
1246.232, 1246.615, 1246.999, 1247.382,
1247.766, 1248.149, 1248.533, 1248.916, 1249.299, 1249.683,
1250.066, 1250.450, 1250.833, 1251.216,
1251.600, 1251.983, 1252.366, 1252.749, 1253.133, 1253.516,
1253.899, 1254.283, 1254.666, 1255.049,
1255.432, 1255.815, 1256.199, 1256.582, 1256.965, 1257.348,
1257.731, 1258.114, 1258.497, 1258.881,
1257.751, 1258.114, 1258.497, 1258.661, 1259.264, 1259.647, 1260.030, 1260.413, 1260.796, 1261.179,
1261.562, 1261.945, 1262.328, 1262.711,
1263.094, 1263.477, 1263.860, 1264.243, 1264.626, 1265.009,
1265.392, 1265.775, 1266.157, 1266.540,
1266.923, 1267.306, 1267.689, 1268.072, 1268.455, 1268.837,
1269.220, 1269.603, 1269.986, 1270.368,
1270.751, 1271.134, 1271.517, 1271.899, 1272.282, 1272.665,
1273.048, 1273.430, 1273.813, 1274.195,
1274.578, 1274.691, 1274.803, 1274.916, 1275.029, 1275.141,
1275.254, 1275.366, 1275.479, 1275.591,
1278.404, 1278.786, 1279.169, 1279.551, 1279.934, 1280.316,
1280.699, 1281.081, 1281.464, 1281.846,
1282.228, 1282.611, 1282.993, 1283.376, 1283.758, 1284.140,
1284.523, 1284.905, 1285.287, 1285.670,
1286.052, 1286.434, 1286.816, 1287.199, 1287.581, 1287.963,
1288.345, 1288.728, 1289.110, 1289.492,
1289.874, 1290.256, 1290.638, 1291.021, 1291.403, 1291.785,
1292.167, 1292.549, 1292.931, 1293.313,
1293.695, 1294.077, 1294.459, 1294.841, 1295.223, 1295.605,
1295.987, 1296.369, 1296.751, 1297.133,
1297.515, 1297.897, 1298.279, 1298.661, 1299.043, 1299.425,
1299.807, 1300.188, 1300.570, 1300.952,
1301.334, 1301.716, 1302.098, 1302.479, 1302.861, 1303.243,
1303.625, 1304.006, 1304.388, 1304.770,
1305.152, 1305.533, 1305.915, 1306.297, 1306.678, 1307.060,
1307.442, 1307.823, 1308.205, 1308.586,
1308.968, 1309.350, 1309.731, 1310.113, 1310.494, 1310.876,
1311.270, 1311.639,1312.020, 1312.402,
1312.783, 1313.165, 1313.546, 1313.928, 1314.309, 1314.691,
1315.072, 1315.453, 1315.835, 1316.216,
1316.597, 1316.979, 1317.360, 1317.742, 1318.123, 1318.504,
1318.885, 1319.267, 1319.648, 1320.029,
1320.411,1320.792, 1321.173, 1321.554, 1321.935, 1322.316, 1322.697,
1323.079, 1323.460, 1323.841,
1324.222, 1324.603, 1324.985, 1325.366, 1325.747, 1326.128,

## HS3100 软件 V1.0

1326.509,	1326.890,	1327.271,	1327.652,		
1328.033, 13	28.414, 132	28.795, 132	29.176,	1329.557,	1329.938,
1330.319,	1330.700,	1331.081,	1331.462,		
1331.843, 13	32.224, 133	32.604, 133	32.985,	1333.366,	1333.747,
1334.128,	1334.509,	1334.889,	1335.270,		
1335.651, 13					1337.555,
	1338.316,				,
1339.458, 13					1321.361.
	1314.123,				,
1343.264, 13					1345 167
	1345.928,				1545.107,
1347.069, 13					13/12 071
					1346.971,
	1349.732,				1252 774
1350.873, 13					1352.774,
	1353.535,				1054 555
1354.676, 13					1356.577,
	1357.337,				
1358.477, 13					1360.377,
1360.757,	1361.137,	1361.517,	1361.897,		
1362.277, 13	62.657, 136	63.037, 136	53.417,	1363.797,	1364.177,
1364.557,	1364.937,	1365.317,	1365.697,		
1366.077, 13	66.456, 136	56.836, 136	67.216,	1367.596,	1367.976,
1368.355,	1368.735,	1369.115,	1369.495,		
1369.875, 13	70.254, 137	70.634, 13	71.014,	1371.393,	1371.773,
	1372.532,				
					1055 500
1373.671. 13	74.051. 13°	74.431. 133	74.810 <b>.</b>	1375.190.	1375.569.
1373.671, 13 1375.949.					13/5.569,
1375.949,	1376.329,	1376.708,	1377.088,		
1375.949, 1377.467, 13	1376.329, 77.847, 137	1376.708, 78.226, 137	1377.088, 78.606,	1378.985,	
1375.949, 1377.467, 13 1379.744,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123,	1376.708, 78.226, 13° 1380.503,	1377.088, 78.606, 1380.882,	1378.985,	1379.365,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641,	1376.708, 78.226, 13° 1380.503, 1382.020,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400,	1378.985, 1382.779	
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123,	1376.708, 78.226, 13° 1380.503, 1382.020,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400,	1378.985, 1382.779	1379.365,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917,	1376.708, 78.226, 13° 1380.503, 1382.020,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400,	1378.985, 1382.779	1379.365,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /*	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917,	1376.708, 78.226, 13° 1380.503, 1382.020,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400,	1378.985, 1382.779	1379.365,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨 <sup>2</sup> */	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1℃	1376.708, 78.226, 13° 1380.503, 1382.020, 1384.296,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676,	1378.985, 1382.779 //99	1379.365, , 1383.158,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨3*/ 1385.055,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1℃ 1388.847,	1376.708, 78.226, 13° 1380.503, 1382.020, 1384.296,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676,	1378.985, 1382.779 //99	1379.365, , 1383.158,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨 <sup>3</sup> */ 1385.055, 1407.791,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1℃ 1388.847, 1411.576,	1376.708, 78.226, 13° 1380.503, 1382.020, 1384.296, 1392.638, 1415.360,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676, 1396.428, 1419.143,	1378.985, 1382.779 //99	1379.365, , 1383.158, , 1404.005,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨3*/ 1385.055, 1407.791, 1422.925,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1℃ 1388.847, 1411.576, 1426.706,	1376.708, 78.226, 13' 1380.503, 1382.020, 1384.296, 1392.638, 1415.360, 1430.48	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676, 1396.428, 1419.143, 5, 1434	1378.985, 1382.779 //99 1400.217	1379.365, , 1383.158,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨 <sup>2</sup> */ */ 1385.055, 1407.791, 1422.925, 1445.592,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1℃ 1388.847, 1411.576, 1426.706, 1449.366,	1376.708, 78.226, 13° 1380.503, 1382.020, 1384.296, 1392.638, 1415.360, 1430.48 1453.138,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676, 1396.428, 1419.143, 5, 1434 1456.910,	1378.985, 1382.779 //99 1400.217	1379.365, , 1383.158, , 1404.005, 3.041, 1441.817,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨3*/ 1385.055, 1407.791, 1422.925,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1℃ 1388.847, 1411.576, 1426.706,	1376.708, 78.226, 13' 1380.503, 1382.020, 1384.296, 1392.638, 1415.360, 1430.48	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676, 1396.428, 1419.143, 5, 1434	1378.985, 1382.779 //99 1400.217	1379.365, , 1383.158, , 1404.005, 3.041, 1441.817,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨 <sup>2</sup> */ */ 1385.055, 1407.791, 1422.925, 1445.592,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1℃ 1388.847, 1411.576, 1426.706, 1449.366,	1376.708, 78.226, 13° 1380.503, 1382.020, 1384.296, 1392.638, 1415.360, 1430.48 1453.138,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676, 1396.428, 1419.143, 5, 1434 1456.910,	1378.985, 1382.779 //99 1400.217 .264, 1438 1475.750	1379.365, , 1383.158, , 1404.005, 3.041, 1441.817,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨 <sup>2</sup> */ 1385.055, 1407.791, 1422.925, 1445.592, 1460.680,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1°C 1388.847, 1411.576, 1426.706, 1449.366, 1464.449,	1376.708, 78.226, 13° 1380.503, 1382.020, 1384.296, 1392.638, 1415.360, 1430.48 1453.138, 1468.217,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676, 1396.428, 1419.143, 5, 1434 1456.910, 1471.984,	1378.985, 1382.779 //99 1400.217 .264, 1438 1475.750	1379.365, , 1383.158, , 1404.005, 3.041, 1441.817, , 1479.514,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨3*/ */ 1385.055, 1407.791, 1422.925, 1445.592, 1460.680, 1483.277,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1°C 1388.847, 1411.576, 1426.706, 1449.366, 1464.449, 1487.040,	1376.708, 78.226, 13° 1380.503, 1382.020, 1384.296, 1392.638, 1415.360, 1430.48 1453.138, 1468.217, 1490.801,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676, 1396.428, 1419.143, 5, 1434 1456.910, 1471.984, 1494.561,	1378.985, 1382.779 //99 1400.217 .264, 1438 1475.750 1513.343	1379.365, , 1383.158, , 1404.005, 3.041, 1441.817, , 1479.514,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨 */ 1385.055, 1407.791, 1422.925, 1445.592, 1460.680, 1483.277, 1498.319,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1℃ 1388.847, 1411.576, 1426.706, 1449.366, 1464.449, 1487.040, 1502.077,	1376.708, 78.226, 13° 1380.503, 1382.020, 1384.296, 1392.638, 1415.360, 1430.48 1453.138, 1468.217, 1490.801, 1505.833,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676, 1396.428, 1419.143, 5, 1434 1456.910, 1471.984, 1494.561, 1509.589,	1378.985, 1382.779 //99 1400.217 .264, 1438 1475.750 1513.343	1379.365, , 1383.158, , 1404.005, 3.041, 1441.817, , 1479.514, , 1517.096,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨 <sup>2</sup> */ */ 1385.055, 1407.791, 1422.925, 1445.592, 1460.680, 1483.277, 1498.319, 1520.847,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1°C 1388.847, 1411.576, 1426.706, 1449.366, 1464.449, 1487.040, 1502.077, 1524.598,	1376.708, 78.226, 13' 1380.503, 1382.020, 1384.296, 1392.638, 1415.360, 1430.48 1453.138, 1468.217, 1490.801, 1505.833, 1528.381,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676, 1396.428, 1419.143, 5, 1434 1456.910, 1471.984, 1494.561, 1509.589, 1532.139,	1378.985, 1382.779 //99 1400.217 .264, 1438 1475.750 1513.343 1550.820	1379.365, , 1383.158, , 1404.005, 3.041, 1441.817, , 1479.514, , 1517.096,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨 */ 1385.055, 1407.791, 1422.925, 1445.592, 1460.680, 1483.277, 1498.319, 1520.847, 1535.843, 1558.302,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1°C 1388.847, 1411.576, 1426.706, 1449.366, 1464.449, 1487.040, 1502.077, 1524.598, 1539.589, 1562.041,	1376.708, 78.226, 13° 1380.503, 1382.020, 1384.296, 1392.638, 1415.360, 1430.48 1453.138, 1468.217, 1490.801, 1505.833, 1528.381, 1543.334, 1565.779,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676, 1396.428, 1419.143, 5, 1434 1456.910, 1471.984, 1494.561, 1509.589, 1532.139, 1547.078, 1569.516,	1378.985, 1382.779 //99 1400.217 .264, 1438 1475.750 1513.343 1550.820	1379.365, , 1383.158, , 1404.005, 3.041, 1441.817, , 1479.514, , 1517.096, , 1554.562,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨3**/ 1385.055, 1407.791, 1422.925, 1445.592, 1460.680, 1483.277, 1498.319, 1520.847, 1535.843, 1558.302, 1573.251,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1°C 1388.847, 1411.576, 1426.706, 1449.366, 1464.449, 1487.040, 1502.077, 1524.598, 1539.589, 1562.041, 1576.986,	1376.708, 78.226, 13' 1380.503, 1382.020, 1384.296, 1392.638, 1415.360, 1430.48 1453.138, 1468.217, 1490.801, 1505.833, 1528.381, 1543.334, 1565.779, 1580.719,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676, 1396.428, 1419.143, 5, 1434 1456.910, 1471.984, 1494.561, 1509.589, 1532.139, 1547.078, 1569.516, 1584.451,	1378.985, 1382.779 //99 1400.217 .264, 1438 1475.750 1513.343 1550.820 1588.182	1379.365, , 1383.158, , 1404.005, 3.041, 1441.817, , 1479.514, , 1517.096, , 1554.562,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨3 */ 1385.055, 1407.791, 1422.925, 1445.592, 1460.680, 1483.277, 1498.319, 1520.847, 1535.843, 1558.302, 1573.251, 1595.641,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1℃ 1388.847, 1411.576, 1426.706, 1449.366, 1464.449, 1487.040, 1502.077, 1524.598, 1539.589, 1562.041, 1576.986, 1599.368,	1376.708, 78.226, 13° 1380.503, 1382.020, 1384.296, 1392.638, 1415.360, 1430.48 1453.138, 1468.217, 1490.801, 1505.833, 1528.381, 1543.334, 1565.779, 1580.719, 1603.094,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676, 1396.428, 1419.143, 5, 1434 1456.910, 1471.984, 1494.561, 1509.589, 1532.139, 1547.078, 1569.516, 1584.451, 1606.820,	1378.985, 1382.779 //99 1400.217 .264, 1438 1475.750 1513.343 1550.820 1588.182	1379.365, , 1383.158, , 1404.005, 3.041, 1441.817, , 1479.514, , 1517.096, , 1554.562, , 1591.912,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨 <sup>2</sup> */ */ 1385.055, 1407.791, 1422.925, 1445.592, 1460.680, 1483.277, 1498.319, 1520.847, 1535.843, 1558.302, 1573.251, 1595.641, 1610.544,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1℃ 1388.847, 1411.576, 1426.706, 1449.366, 1464.449, 1487.040, 1502.077, 1524.598, 1539.589, 1562.041, 1576.986, 1599.368, 1614.267,	1376.708, 78.226, 13' 1380.503, 1382.020, 1384.296, 1392.638, 1415.360, 1430.48 1453.138, 1468.217, 1490.801, 1505.833, 1528.381, 1543.334, 1565.779, 1580.719, 1603.094, 1617.989,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676, 1396.428, 1419.143, 5, 1434 1456.910, 1471.984, 1494.561, 1509.589, 1532.139, 1547.078, 1569.516, 1584.451, 1606.820, 1621.709,	1378.985, 1382.779 //99 1400.217 .264, 1438 1475.750 1513.343 1550.820 1588.182 1625.429	1379.365, , 1383.158, , 1404.005, 3.041, 1441.817, , 1479.514, , 1517.096, , 1554.562, , 1591.912,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨3**/ 1385.055, 1407.791, 1422.925, 1445.592, 1460.680, 1483.277, 1498.319, 1520.847, 1535.843, 1558.302, 1573.251, 1595.641, 1610.544, 1632.864,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1°C 1388.847, 1411.576, 1426.706, 1449.366, 1464.449, 1487.040, 1502.077, 1524.598, 1539.589, 1562.041, 1576.986, 1599.368, 1614.267, 1636.580,	1376.708, 78.226, 13' 1380.503, 1382.020, 1384.296,  1392.638, 1415.360, 1430.48 1453.138, 1468.217, 1490.801, 1505.833, 1528.381, 1543.334, 1565.779, 1580.719, 1603.094, 1617.989, 1640.295,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676,  1396.428, 1419.143, 5, 1434 1456.910, 1471.984, 1494.561, 1509.589, 1532.139, 1547.078, 1569.516, 1584.451, 1606.820, 1621.709, 1644.009,	1378.985, 1382.779 //99 1400.217 .264, 1438 1475.750 1513.343 1550.820 1588.182 1625.429	1379.365, , 1383.158, , 1404.005, 3.041, 1441.817, , 1479.514, , 1517.096, , 1554.562, , 1591.912, , 1629.147,
1375.949, 1377.467, 13 1379.744, 1381.262, 1383.538, /* 100 度以后分辨 <sup>2</sup> */ */ 1385.055, 1407.791, 1422.925, 1445.592, 1460.680, 1483.277, 1498.319, 1520.847, 1535.843, 1558.302, 1573.251, 1595.641, 1610.544,	1376.329, 77.847, 13° 1380.123, 1381.641, 1383.917, 率为 1℃ 1388.847, 1411.576, 1426.706, 1449.366, 1464.449, 1487.040, 1502.077, 1524.598, 1539.589, 1562.041, 1576.986, 1599.368, 1614.267,	1376.708, 78.226, 13' 1380.503, 1382.020, 1384.296, 1392.638, 1415.360, 1430.48 1453.138, 1468.217, 1490.801, 1505.833, 1528.381, 1543.334, 1565.779, 1580.719, 1603.094, 1617.989,	1377.088, 78.606, 1380.882, 1382.400, 1384.676, 1396.428, 1419.143, 5, 1434 1456.910, 1471.984, 1494.561, 1509.589, 1532.139, 1547.078, 1569.516, 1584.451, 1606.820, 1621.709,	1378.985, 1382.779 //99 1400.217 .264, 1438 1475.750 1513.343 1550.820 1588.182 1625.429 1662.560	1379.365, , 1383.158, , 1404.005, 3.041, 1441.817, , 1479.514, , 1517.096, , 1554.562, , 1591.912, , 1629.147,

HS3100 软件 V1.0

```
1684.783,
                 1688.483,
                             1692.181,
                                          1695.879,
                                                       1699.575,
                                                                    1703.271,
    1706.965,
                 1710.658,
                             1714.349,
                                          1718.040,
    1721.729,
                 1725.418,
                             1729.105,
                                          1732.791,
                                                       1736.475,
                                                                    1740.159,
    1743.842,
                 1747.523,
                             1751.203,
                                          1754.882,
    1758.560,
                                          1769.587,
                 1762.237,
                             1765.912,
                                                       1773.260,
                                                                    1776.932,
                             1787.941,
                                          1791.610,
    1780.603,
                 1784.273,
    1795.275,
                 1798.940,
                             1802.604,
                                          1806.267,
                                                       1809.929,
                                                                    1813.590,
    1817.249,
                 1820.907,
                             1824.564,
                                          1828.220,
                 1835.529,
                             1839.181,
                                          1842.832,
    1831.875,
                                                       1846.483,
                                                                    1850.132,
    1853.779,
                 1857.426,
                             1861.072,
                                          1864.716,
    1868.359,
                 1872.001,
                             1875.642,
                                          1879.282,
                                                       1882.921,
                                                                    1886.558,
    1890.194,
                 1893.830,
                             1897.463,
                                          1901.096,
    1904.728,
                 1908.359,
                             1911.988,
                                          1915.616,
                                                       1919.243,
                                                                    1922.869,
                 1930.117,
                                          1937.361,
    1926.494,
                             1933.740,
    1940.981,
                 1944.600,
                             1948.218,
                                          1951.835,
                                                       1955.450,
                                                                    1959.065,
    1962.678,
                 1966.290,
                             1969.901,
                                          1973.510,
    1977.119,
                 1980.726,
                                  1984.333,
                                              1987.938,
                                                           1991.542,
                                                                        1995.145,
    1998.746,
                 2002.347,
                                  2005.946,
                                              2009.544,
    2013.141,
                2016.737,
                             2020.332,
                                          2023.925,
                                                       2027.518,
                                                                   2031.109,
                             2041.876,
    2034.699,
                2038.288,
                                          2045.463,
                                          2059.798,
    2049.048,
                2052.632,
                             2056.215,
                                                       2063.378,
                                                                    2066.958,
                2074.114,
                             2077.690,
    2070.537,
                                          2081.265,
    2084.839,
                2088.412,
                             2091.984,
                                          2095.554,
                                                       2099.123,
                                                                   2102.692,
    2106.259,
                2109.824,
                                          2116.953,
                             2113.389,
    2120.515
};
/***********全局变量********/
#define AD_LEN 2//DMA 获取长度
uint16_t ADC_Val[AD_LEN];//adc 的值 0:台面温度 ad 值。 1: 外部探头 ad 值
uint32_t ADC1_Val,ADC2_Val;//adc 的值
#define OP_Value 15.15//放大系数
#define Vref_3V3 3.30//3.3V 电压
#define K1
                     0.0834097//电阻基准系数
#define Vref
                2.494//参考电压
#define IIR(x,y) (x)=((x) * 9 + (y)) / 10//滤波
************************
 * 函数原型:
              int Filter_ADC(void)
 * 功
         能:
              滑动平均值滤波
         出:
               滤波后的值
*************************
#define N 100//采集 100 次
int ADCvalue_Buf[N];//用于储存采集到的 adc 值
int i = 0;
int Filter ADC(void)
```

char count;

```
long sum = 0;
   ADCvalue_Buf[i++] = ADC_Val[0];
   if (i == N)//加入读了 100 组就从新开始
      i = 0;
   for (count = 0; count < N; count++)
      sum += ADCvalue_Buf[count];//100 组相加
   if(ADCvalue_Buf[N-1] == 0)//如果没有读到 100 组就用第一次读到的数
      return ADCvalue_Buf[0];
   else//读到 100 组后
      return (int)(sum / N);//输出平均值
}
**********************
  函数原型: int Filter_ADC1(void)
           滑动平均值滤波
* 功
       能:
       出:
           滤波后的值
***********************
int ADCvalue_Buf1[N];//用于储存采集到的 adc 值
int j = 0;
int Filter_ADC1(void)
   char count;
   long sum = 0;
   ADCvalue_Buf1[j++] = ADC_Val[1];
   if (j == N)//加入读了 100 组就从新开始
      j = 0;
   for (count = 0; count < N; count++)
      sum += ADCvalue_Buf1[count];//100 组相加
   if(ADCvalue_Buf1[N-1] == 0)//如果没有读到 100 组就用第一次读到的数
      return ADCvalue_Buf1[0];
   else//读到 100 组后
      return (int)(sum / N);//输出平均值
}
************************
* 函数原型: void AFE_Sample_Handler(void)
```

```
* 功
        能: 计算阻值
**********************
float temp_correct,temp_correct1;//温度系数
float ADC_Val_Avg[2];//0 为台面温度 1 为探头温度
float AD_T1=0.0;//ADC 计算后的电压值
float AD_T2=0.0;//ADC 计算后的电压值
float PT_VALUE_1_TEMP;//外部探头阻值
float PT_VALUE_2_TEMP;//台面探头阻值
void AFE_Sample_Handler(void)
{
   temp_correct=1.0104f;//外部
   temp\_correct1 = 0.9926f;
   temp\_correct1 = 1.0f;
   ADC_Val_Avg[0] = Filter_ADC();
   ADC_Val_Avg[1] = Filter_ADC1();
   AD_T1=((float)ADC_Val_Avg[1]*Vref_3V3/4096)/OP_Value/Vref+K1;//计算电压值
   PT_VALUE_1_TEMP=10000*AD_T1/(1-AD_T1)*temp_correct;//计算电阻值
   AD_T2=((float)ADC_Val_Avg[0]*Vref_3V3/4096)/OP_Value/Vref+K1;//计算电压值
   PT_VALUE_2_TEMP=10000*AD_T2/(1-AD_T2)*temp_correct1;//计算电阻值
}
*************************
 * 函数原型: int AFE_GetTemperature(float tmp)
        能: 查表
*********************
int AFE_GetTemperature(float tmp)
{
   int temp;
   if(tmp<1000)//小于 0 摄氏度
       for(int j = 0; j < 220; j++)
          if(tmp < Temp\_map[j])
              temp = j-220;
              break;
           }
       }
   }
   else if((tmp<Temp_map[1219])&&(tmp>=1000))//小于 99.9 摄氏度
       for(int j = 220; j < 1220; j++)
          if (tmp < Temp_map[j])</pre>
```

```
temp = j-220;
             break;
          }
   }
   else
      for(int j = 1220; j < 1421; j++)
         if(tmp < Temp_map[j])</pre>
             temp = (j-1220)*10+1000;
             break;
          }
   return temp;
}
**********************
* 函数原型: float Get_ADCVal(int16_t temp)
       能: 查表读 ADC 值
***********************
float Get_ADCVal(int16_t temp)
   float adc_Val;
   if(temp < 0)//小于 0 摄氏度
      adc_Val = Temp_map[220 + temp];
   else if(temp >= 0 \&\& temp < 1000)
      adc_Val = Temp_map[220 + temp];
   else if(temp >= 1000)
      adc_Val = Temp_map[1220 + (temp-1000)/10];
   return adc_Val;
}
************************
* 函数原型: void ADCDMA_Init(void)
       能: ADC 和 DMA 的初始化
***********************
*/
```

```
void ADCDMA_Init(void)
   HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
   HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);//开启 TIM3 的定时,用于刷新
   HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, (uint32_t *)ADC_Val, AD_LEN);//用 DMA 获取 adc 值
   for(uint8_t i = 0; i < 200; i++)
      AFE_Sample_Handler();//计算阻值
      Read_Temp(0.6f);
}
***********************
* 函数原型: void Read_Temp(float dT)
       能:读取温度-10ms
***********************
void Read_Temp(float dT)
   static float T;
   Temp.Outside_Temp = AFE_GetTemperature(PT_VALUE_1_TEMP);//外部温度
   Temp.Mesa_Temp = AFE_GetTemperature(PT_VALUE_2_TEMP);//台面温度
   T += dT;
   AFE_Sample_Handler();//计算阻值
   if(T >= 1.0f)
      if(PT_VALUE_1_TEMP < 2000)//假如插入外部探头
          Temp.Rel_Temp = Temp.Outside_Temp;//真实温度显示外部探头测的温度
      else//假如没有插入外部探头
          Temp.Rel_Temp = Temp.Mesa_Temp;//真实温度显示台面温度
      T = 0;
   }
#include "Show.h"
/********全局变量声明*****/
float Twinkle_Time;//闪烁时间
/*******局部变量声明*****/
uint8_t Tab[] = \{0xFA,0x0A,0xD6,0x9E,0x2E,0xBC,0xFC,0x1A,0xFE,0xBE\};//0.9
uint8_t Temp_ShowFlag,Speed_ShowFlag,Time_ShowFlag;//温度、速度、时间显示的标志位 0:
常亮 1: 熄灭
uint8_t TimeIcn_ShowFlag,SpeedIcn_ShowFlag;//时间图标闪烁和速度图标闪烁
**********************
 * 函数原型: static void Icn_Twinkle(float dT)
       能: 图标闪烁
 * 功
```

```
调
       用:内部调用
************************
static void Icn_Twinkle(float dT)
   static float T;
   if(sys.Run_Status)
      T += dT;
      if(T >= 0.5f)
          if(Speed.Set_Speed)
             SpeedIcn_ShowFlag = ~SpeedIcn_ShowFlag;//开盖图标闪烁;
          if(Time.Ctrl_Time)
             TimeIcn_ShowFlag = ~TimeIcn_ShowFlag;//开盖图标闪烁;
          T = 0;
      }
   }
   else
   {
      SpeedIcn_ShowFlag = 0;//显示时间图标
      TimeIcn_ShowFlag = 0;//显示时间图标
   }
}
***********************
  函数原型: static void Check_ShowFlag(float dT)
  功
       能: 闪烁检测
  输
       入: dT:执行周期
       数: float dT
       用:内部调用
*********************
static void Check_ShowFlag(float dT)
   static float T;
   if(sys.SetMode_Option == 0)//如果没在设置选项中,则都点亮,不闪烁
      Speed_ShowFlag = 0;//常亮
      Temp_ShowFlag = 0;//常亮
      Time_ShowFlag = 0;//常亮
      Twinkle_Time = 0;//闪烁计时清零
      return;
   if(Twinkle_Time && Key_Status==0)//闪烁和没有操作按键时
      T += dT;
      if(T >= 0.5f)
```

```
Twinkle_Time -= 0.5;//闪烁计时
          if(sys.SetMode_Option == 1)//设置温度
              Temp_ShowFlag = ~Temp_ShowFlag;//温度闪烁
              Speed_ShowFlag = 0;//速度常亮
              Time_ShowFlag = 0;//时间常亮
          else if(sys.SetMode_Option == 2)//设置速度
              Temp_ShowFlag = 0;//温度常亮
              Speed_ShowFlag = ~Speed_ShowFlag;//速度闪烁
              Time_ShowFlag = 0;//时间常亮
          else if(sys.SetMode_Option == 3)//设置时间
              Temp_ShowFlag = 0;//温度常亮
              Speed_ShowFlag = 0;//速度常亮
              Time_ShowFlag = ~Time_ShowFlag;//时间闪烁
          if(Twinkle_Time == 0)//如果闪烁结束
              sys.SetMode_Option = 0;//模式选择清零
          T = 0;
       }
   }
   else
       Speed_ShowFlag = 0;//常亮
       Temp_ShowFlag = 0;//常亮
       Time_ShowFlag = 0;//常亮
       T = 0;
   }
}
**************************
  函数原型: void Twinkle(float dT)
        能: 闪烁函数
void Twinkle(float dT)
{
   Check_ShowFlag(dT);//闪烁检测
   Icn_Twinkle(dT);//图标闪烁
}
**********************
 * 函数原型: void Display_Temp(int16_t dis_set_temp,int16_t dis_rel_temp)
```

```
* 功
        能:显示温度
 * 输
        入: dis_set_temp 设定温度 dis_rel_temp 实际温度
        数: int16_t dis_set_temp,int16_t dis_rel_temp
**********************
void Display_Temp(int16_t dis_set_temp,int16_t dis_rel_temp)
   uint8_t seg1,seg2,seg3,seg4,seg5,seg6,seg7,seg8;
   seg1=0;seg2=0;seg3=0;seg4=0;seg5=0;seg6=0;seg7=0;seg8=0;
   uint8_t Temp_QU,Temp_BU,Temp_SU,Temp_GU;//实际温度的计算位数取值
   uint8_t Temp_QD,Temp_BD,Temp_SD,Temp_GD;//设定温度的计算位数取值
   uint16_t Val;//用于百十个取出来的数字
   /**********设定温度计算*******/
   if(Temp\_ShowFlag == 0)
       if(dis\_set\_temp > 0)
           if(dis_set_temp > 999)//大于 999 时
               Val=dis_set_temp/1000;//取出千位
               Temp_QD = Tab[Val];
           }
           else
               Temp_QD = 0x00;//不显示
           if(dis_set_temp > 99)//大于 99 时
               Val=dis_set_temp/100;//取出百位
               if(dis_set_temp > 999)//大于 999 时
                   Val=Val%10;//取出百位
               Temp\_BD = Tab[Val];
           }
           else
           {
               Temp_BD = 0x00;//不显示
           if(dis_set_temp > 9)//大于 9 时
               Val=dis_set_temp/10;//取出十位
               if(dis_set_temp > 99)//大于 99 时
                   Val=Val%10;//取出十位
               Temp_SD = Tab[Val];
           }
           else
               Temp_SD = Tab[0];//不显示 0
           Val=dis_set_temp%10;//取出个位
```

```
Temp\_GD = Tab[Val];
       seg6 &= 0x7F;seg6 |= 0x80;//设定温度的小数点
    }
   else
    {
       Temp_QD = 0x04;//显示"-"
       Temp_BD = 0x04;//显示"-"
       Temp_SD = 0x04;//显示"-"
       Temp_GD = 0x04;//显示"-"
       seg6 &= 0x7F;seg6 |= 0x00;//不显示设定温度的小数点
    }
}
else
    Temp_QD = 0x00;//不显示设定温度
    Temp_BD = 0x00;//不显示设定温度
    Temp_SD = 0x00;//不显示设定温度
    Temp_GD = 0x00;//不显示设定温度
    seg6 &= 0x7F;seg6 |= 0x00;//不显示设定温度的小数点
}
/**********实际温度计算*******/
if(dis_rel_temp > 999)//大于 999 时
    Val=dis_rel_temp/1000;//取出千位
    Temp_QU = Tab[Val];
}
else
    Temp_QU = 0x00;//不显示
}
if(dis_rel_temp > 99)//大于 99 时
    Val=dis_rel_temp/100;//取出百位
    if(dis_rel_temp > 999)//大于 999 时
       Val=Val%10;//取出百位
    Temp_BU = Tab[Val];
}
else
{
    Temp_BU = 0x00;//不显示
if(dis_rel_temp > 9)//大于9时
    Val=dis_rel_temp/10;//取出十位
    if(dis_rel_temp > 99)//大于 99 时
        Val=Val%10;//取出十位
    Temp_SU = Tab[Val];
}
else
```

```
{
    Temp_SU = Tab[0];//不显示 0
Val=dis_rel_temp%10;//取出个位
Temp\_GU = Tab[Val];
/**********温度小数点的图标*****/
seg6 &= 0xFE;seg6 |= 0x01;//实际温度的小数点
/*************/
seg8 \&= 0x7F; seg8 |= 0x80; // °C
/************外部探头的图标*******/
if(PT_VALUE_1_TEMP < 2000)//假如插入外部探头
{
    seg8 &= 0xFE;seg8 |= 0x01;//外部探头的图标
}
else
{
    seg8 &= 0xFE;seg8 |= 0x00;//不显示外部探头的图标
}
/***********数据拆分**********/
seg1 \&= 0xF0; seg1 |= Temp_QU >> 4;
seg2 \&= 0xF1; seg2 \models Temp_QU \& 0x0E;
seg1 \&= 0x0F; seg1 |= Temp_QD \& 0xF0;
seg2 \&= 0x8F; seg2 |= (Temp_QD \& 0x0F) << 3;
seg3 \&= 0xF0; seg3 |= Temp_BU >> 4;
seg4 \&= 0xF1; seg4 \models Temp_BU \& 0x0E;
seg3 \&= 0x0F; seg3 |= Temp_BD \& 0xF0;
seg4 \&= 0x8F; seg4 |= (Temp\_BD \& 0x0F) << 3;
seg5 \&= 0xF0; seg5 |= Temp_SU >> 4;
seg6 \&= 0xF1; seg6 |= Temp_SU \& 0x0E;
seg5 \&= 0x0F; seg5 |= Temp\_SD \& 0xF0;
seg6 \&= 0x8F; seg6 |= (Temp\_SD \& 0x0F) << 3;
seg7 \&= 0xF0; seg7 |= Temp_GU>>4;
seg8 \&= 0xF1; seg8 \models Temp\_GU \& 0x0E;
seg7 \&= 0x0F; seg7 |= Temp\_GD \& 0xF0;
seg8 \&= 0x8F; seg8 |= (Temp\_GD \& 0x0F) << 3;
Write_Addr_Dat_N(0, seg1,1);//SEG27
Write_Addr_Dat_N(2, seg2,1);//SEG26
Write_Addr_Dat_N(4, seg3,1);//SEG25
Write_Addr_Dat_N(6, seg4,1);//SEG24
Write_Addr_Dat_N(8, seg5,1);//SEG23
Write_Addr_Dat_N(10, seg6,1);//SEG22
```

```
Write_Addr_Dat_N(12, seg7,1);//SEG21
   Write_Addr_Dat_N(14, seg8,1);//SEG20
}
*********************
  函数原型: void Display_Speed(int16_t dis_set_speed,int16_t dis_rel_speed)
        能:显示转速
  输
        入: dis_set_speed 设定转速 dis_rel_speed 实际转速
        数: int16_t dis_set_speed,int16_t dis_rel_speed
************************
void Display_Speed(int16_t dis_set_speed,int16_t dis_rel_speed)
   uint8_t seg12,seg13,seg14,seg15,seg16,seg17,seg18,seg19;
   seg12=0;seg13=0;seg14=0;seg15=0;seg16=0;seg17=0;seg18=0;seg19=0;
   uint8_t Speed_QU,Speed_BU,Speed_SU,Speed_GU;//实际速度的计算位数取值
   uint8_t Speed_QD,Speed_BD,Speed_SD,Speed_GD;//设定速度的计算位数取值
   uint16_t Val;//用于百十个取出来的数字
   if(Speed\_ShowFlag == 0)
       /************设定转速计算********/
       if(dis_set_speed > 999)//大于 999 时
           Val=dis_set_speed/1000;//取出千位
           Speed_QD = Tab[Val];
       }
       else
           Speed_QD = Tab[0];//显示 0
       if(dis_set_speed > 99)//大于 99 时
           Val=dis_set_speed/100;//取出百位
           if(dis_set_speed > 999)//大于 999 时
               Val=Val%10;//取出百位
           Speed_BD = Tab[Val];
       }
       else
           Speed_BD = Tab[0];//显示 0
       if(dis_set_speed > 9)//大于9时
           Val=dis_set_speed/10;//取出十位
           if(dis_set_speed > 99)//大于 99 时
               Val=Val%10;//取出十位
           Speed\_SD = Tab[Val];
       }
       else
```

```
{
        Speed\_SD = Tab[0]; //显示 0
    Val=dis_set_speed%10;//取出个位
    Speed_GD = Tab[Val];
else
{
    Speed_QD = 0x00;//不显示设定速度
    Speed_BD = 0x00;//不显示设定速度
    Speed_SD = 0x00;//不显示设定速度
    Speed_GD = 0x00;//不显示设定速度
}
/**********实际转速计算*******/
if(dis_rel_speed > 999)//大于 999 时
    Val=dis_rel_speed/1000;//取出千位
    Speed_QU = Tab[Val];
}
else
    Speed_QU = Tab[0];//显示 0
if(dis_rel_speed > 99)//大于 99 时
    Val=dis_rel_speed/100;//取出百位
    if(dis_rel_speed > 999)//大于 999 时
        Val=Val%10;//取出百位
    Speed_BU = Tab[Val];
}
else
{
    Speed_BU = Tab[0];//显示 0
if(dis_rel_speed > 9)//大于9时
    Val=dis_rel_speed/10;//取出十位
    if(dis_rel_speed > 99)//大于 99 时
        Val=Val%10;//取出十位
    Speed_SU = Tab[Val];
}
else
{
    Speed_SU = Tab[0];//显示 0
Val=dis_rel_speed%10;//取出个位
Speed_GU = Tab[Val];
```

```
/************rpm**************/
         seg15 \&= 0x7F; seg15 |= 0x80; //rpm
         /***********数据拆分**********/
         seg19 \&= 0xF0; seg19 |= Speed_QU>>4;
         seg18 \&= 0xF1; seg18 = Speed_QU \& 0x0E;
         seg19 \&= 0x0F; seg19 = Speed_QD \& 0xF0;
         seg18 \&= 0x8F; seg18 |= (Speed_QD \& 0x0F) << 3;
         seg12 \&= 0xF0; seg12 |= Speed_BU>>4;
         seg13 &= 0xF1;seg13 |= Speed_BU & 0x0E;
         seg12 &= 0x0F;seg12 |= Speed_BD & 0xF0;
         seg13 \&= 0x8F; seg13 \models (Speed\_BD \& 0x0F) << 3;
        seg14 \&= 0xF0; seg14 |= Speed_SU>>4;
         seg15 &= 0xF1;seg15 |= Speed_SU & 0x0E;
         seg14 \&= 0x0F; seg14 = Speed\_SD \& 0xF0;
         seg15 \&= 0x8F; seg15 |= (Speed\_SD \& 0x0F) << 3;
         seg16 \&= 0xF0; seg16 |= Speed_GU>>4;
         seg17 \&= 0xF1; seg17 \models Speed\_GU \& 0x0E;
         seg16 \&= 0x0F; seg16 |= Speed\_GD \& 0xF0;
         seg17 \&= 0x8F; seg17 = (Speed\_GD \& 0x0F) << 3;
         Write_Addr_Dat_N(22, seg12,1);//SEG16
         Write_Addr_Dat_N(24, seg13,1);//SEG15
         Write_Addr_Dat_N(26, seg14,1);//SEG14
         Write_Addr_Dat_N(28, seg15,1);//SEG13
         Write_Addr_Dat_N(30, seg16,1);//SEG12
         Write_Addr_Dat_N(32, seg17,1);//SEG11
         Write_Addr_Dat_N(34, seg18,1);//SEG10
         Write_Addr_Dat_N(36, seg19,1);//SEG9
**************************
  * 函数原型: void Display_Time(int32_t dis_time)
     功
                    能:显示时间
  * 输
                    入: dis_time 时间
                    数: int32 t dis time
**********************
void Display_Time(int32_t dis_time)
         uint8_t seg9,seg10,seg11,seg20,seg21,seg22,seg23,seg24,seg25,seg26,seg27;
         seg 9 = 0; seg 10 = 0; seg 21 = 0; seg 21 = 0; seg 22 = 0; seg 23 = 0; seg 24 = 0; seg 25 = 0; seg 26 = 0; seg 20 = 0; seg 2
27=0;
         uint8_t Time_Q,Time_B,Time_S,Time_G;//时间的计算位数取值
         uint8_t SH,H,SM,M;//时间的单位取值
```

}

```
if(Time.Set_Time || sys.SetMode_Option == 3)//设定时间大于 0,在设定时间和闪烁下
   if(!Time_ShowFlag)
      if(Time.Set_Time)//假如设定时间大于 0
      {
          SH=dis_time/3600/10;//计算十位单位的小时数
          H=dis_time/3600%10;//计算个位单位的小时数
          SM=dis_time%3600/60/10;//计算十分位单位的分钟数
          M=dis_time%3600/60%10;//计算个分位单位的分钟数
          Time_Q = Tab[SH];
          Time_B = Tab[H];
          Time_S = Tab[SM];
          Time_G = Tab[M];
      }
      else
      {
          Time_Q = 0x04;//显示"-"
          Time_B = 0x04;//显示"-"
          Time_S = 0x04;//显示"-"
          Time_G = 0x04;//显示"-"
      }
   }
   else//设定时间等于 0
      Time_Q = 0x00;//不显示时间
      Time_B = 0x00;//不显示时间
      Time_S = 0x00;//不显示时间
      Time_G = 0x00;//不显示时间
}
else//设定时间等于 0
{
   Time_Q = 0x00;//不显示时间
   Time_B = 0x00;//不显示时间
   Time_S = 0x00;//不显示时间
   Time_G = 0x00;//不显示时间
}
if(Time.Set_Time > 0 \parallel sys.SetMode_Option == 3)
{
   /************时间冒号图标********/
   seg9 &= 0xFE;seg9 |= 0x01;//时间冒号
   seg11 \&= 0xF7; seg11 |= 0x08; //min
```

```
if(TimeIcn\_ShowFlag == 0)
    {
        seg20 &= 0x7F;seg20 |= 0x80;//时间图标
    }
    else
    {
        seg20 &= 0x7F;seg20 |= 0x00;//不显示时间图标
}
else
{
    seg9 &= 0xFE;seg9 |= 0x00;//不显示时间冒号
    seg11 &= 0xF7;seg11 |= 0x00;//不显示 min
    seg20 &= 0x7F;seg20 |= 0x00;//不显示显示时间图标
}
/***********加热图标**********/
if(sys.Run_Status && Temp.Ctrl_Temp)
    seg9 &= 0xFB;seg9 |= 0x04;//加热图标
}
else
{
    seg9 &= 0xFB;seg9 |= 0x00;//不显示加热图标
/*********转速图标**********/
if(SpeedIcn_ShowFlag == 0)
{
    seg10 &= 0xFE;seg10 |= 0x01;//逆转指针
    seg11 &= 0xFD;seg11 |= 0x02;//转速图标
}
else
    seg10 &= 0xFE;seg10 |= 0x00;//不显示逆转指针
    seg11 &= 0xFD;seg11 |= 0x00;//不显示转速图标
}
/***********数据拆分**********/
seg21 \&= 0xF0; seg21 |= Time_G>>4;
seg20 \&= 0xF1; seg20 |= Time_G>>1 \& 0x07;
seg23 \&= 0xF0; seg23 |= Time_S>>4;
seg22 \&= 0xF1; seg22 |= Time_S >> 1 \& 0x07;
seg25 \&= 0xF0; seg25 |= Time_B >> 4;
seg24 \&= 0xF1; seg24 |= Time_B >> 1 \& 0x07;
seg27 \&= 0xF0; seg27 |= Time_Q>>4;
seg26 \&= 0xF1; seg26 |= Time_Q >> 1 \& 0x07;
```

```
Write_Addr_Dat_N(16, seg9, 1);//SEG19
   Write_Addr_Dat_N(18, seg10,1);//SEG18
   Write_Addr_Dat_N(20, seg11,1);//SEG17
   Write_Addr_Dat_N(38, seg20,1);//SEG8
   Write_Addr_Dat_N(40, seg21,1);//SEG7
   Write_Addr_Dat_N(42, seg22,1);//SEG6
   Write_Addr_Dat_N(44, seg23,1);//SEG5
   Write_Addr_Dat_N(46, seg24,1);//SEG4
   Write_Addr_Dat_N(48, seg25,1);//SEG3
   Write_Addr_Dat_N(50, seg26,1);//SEG2
   Write_Addr_Dat_N(52, seg27,1);//SEG1
}
***********************
  函数原型: void Deal_Speed(void)
       能:速度显示处理
**********************
void Deal_Speed(void)
{
   if(sys.Run\_Status)
       if(Speed.Speed_ADDMode==0)//在进入加速模式下
          if(Speed.Display_RelSpeed >= Speed.Ctrl_Speed)//当前的速度大于等于控制速
度
          {
             Speed.Speed_ADDMode = 2;//进入稳定模式
             return;
          Speed.Speed_New = Speed.Rel_Speed;//记录当前速度
          if(Speed.Speed_New > Speed.Speed_Last)//当前速度大于上一次速度
              Speed.Display_RelSpeed = Speed.Speed_New;//显示当前速度
          else//当前速度小于上一次速度
             Speed.Display_RelSpeed = Speed.Speed_Last;//显示上一次速度,不让速度
小于当前速度。呈现攀升速度的现象
             Speed.Speed_New = Speed.Speed_Last;//将上一次速度赋值给当前速度
          Speed.Speed_Last = Speed.Speed_New;//将当前速度保存
       }
       else if(Speed.Speed_ADDMode==1)//在进入减速模式下
          if(Speed.Display_RelSpeed <= Speed.Ctrl_Speed)//当前的速度大于等于控制速
度
          {
             sys.Run_Status = 0;//关闭系统
```

```
SetOK_Flag = 1;//设置标志置一
             return;
          Speed.Speed_New = Speed.Rel_Speed;//记录当前速度
          if(Speed.Speed_New < Speed.Speed_Last)//当前速度小于上一次速度
             Speed.Display_RelSpeed = Speed.Speed_New;//显示当前速度
          else//当前速度大于上一次速度
             Speed.Display_RelSpeed = Speed.Speed_Last;//显示上一次速度,不让速度
大于当前速度。呈现下降速度的现象
             Speed.Speed_New = Speed.Speed_Last;//将上一次速度赋值给当前速度
          Speed.Speed_Last = Speed.Speed_New;//将当前速度保存
      else if(Speed.Speed_ADDMode == 2)//速度稳定模式下
          Speed.Display_RelSpeed = Speed.Ctrl_Speed;//显示控制速度
   }
   else
      Speed.Speed_New =0;//现在的速度清零
      Speed.Speed_Last = 0;//之前的速度清零
      Speed.Speed_ADDMode = 0;//清除显示处理
   }
}
**********************
  函数原型: void Deal_Temp(void)
       能: 温度显示处理
**********************
void Deal_Temp(void)
   if(sys.Run_Status && Temp.Ctrl_Temp)
      if(ABS(Temp.Ctrl_Temp - Temp.Rel_Temp) < 40)
          if(Temp.Temp_ADDMode==0)//判断模式
             if(Temp.Ctrl_Temp > Temp.Rel_Temp)
                 Temp.Temp_ADDMode = 1;//进入升温模式
                 Temp.Temp_Last = Temp.Rel_Temp;
             else if(Temp.Ctrl_Temp < Temp.Rel_Temp)</pre>
                 Temp.Temp_ADDMode = 2;//进入降温模式
                 Temp.Temp_Last = Temp.Rel_Temp;//记录当前温度
```

```
}
             else
                Temp.Temp_ADDMode = 3;//进入稳定模式
          else if(Temp.Temp_ADDMode==1)//在进入升温模式下
             Temp.Temp_New = Temp.Rel_Temp;//记录当前温度
             if(Temp.Temp_New > Temp.Temp_Last)//当前温度大于上一次温度
                Temp.Display_RelTemp = Temp.Temp_New;//显示当前温度
             else//当前温度小于上一次温度
                Temp.Display_RelTemp = Temp.Temp_Last://显示上一次温度,不让温
度小于当前温度。呈现攀升速度的现象
                Temp.Temp_New = Temp.Temp_Last;//将上一次温度赋值给当前温度
             Temp.Temp_Last = Temp.Temp_New;//将当前温度保存
             if(Temp.Display_RelTemp >= Temp.Ctrl_Temp)//当前的温度大于等于控制
温度
                Temp.Temp_ADDMode = 3;//进入稳定模式
          else if(Temp.Temp_ADDMode==2)//在进入降温模式下
             Temp.Temp_New = Temp.Rel_Temp;//记录当前温度
             if(Temp.Temp_New < Temp.Temp_Last)//当前温度小于上一次温度
                Temp.Display_RelTemp = Temp.Temp_New;//显示当前温度
             else//当前温度大于上一次温度
                Temp.Display_RelTemp = Temp.Temp_Last://显示上一次温度,不让温
度小于当前温度。呈现攀升速度的现象
                Temp.Temp_New = Temp.Temp_Last;//将上一次温度赋值给当前温度
             Temp.Temp_Last = Temp.Temp_New;//将当前温度保存
             if(Temp.Display_RelTemp <= Temp.Ctrl_Temp)//当前的温度小于等于控制
温度
             {
                Temp.Temp_ADDMode = 3;//进入稳定模式
          else if(Temp.Temp_ADDMode == 3)//温度稳定模式下
             Temp.Display_RelTemp = Temp.Ctrl_Temp;//显示控制温度
      else
          Temp.Temp_ADDMode = 0;//进入稳定模式
```

```
Temp.Display_RelTemp = Temp.Rel_Temp;//显示实际温度
      }
   }
   else
   {
      Temp.Display_RelTemp = Temp.Rel_Temp;//显示实际温度
      Temp.Temp_New =0;//现在的速度清零
      Temp.Temp_Last = 0;//之前的速度清零
      Temp.Temp_ADDMode = 0;//清除显示处理
}
***********************
  函数原型:
           void Show_Display(void)
           显示屏幕内容
       能:
***********************
void Show_Display(void)
   Temp.Display_SetTemp = Temp.Set_Temp;//显示设定温度
   Deal_Temp();//温度显示处理
   Speed.Display_SetSpeed = Speed.Set_Speed;//显示设定转速
   Deal_Speed();//速度显示处理
   if(sys.Run_Status)
      Time.Display_Time = Time.Ctrl_Time+59;//显示控制时间
   else
      Time.Display_Time = Time.Set_Time;//显示设定时间
   Display_Temp(Temp.Display_SetTemp,Temp.Display_RelTemp);//显示温度
   Display_Speed(Speed.Display_SetSpeed,Speed.Display_RelSpeed);//显示转速
   Display_Time(Time.Display_Time);//显示时间
#include "Param.h"
/*********结构体********/
struct _Save_Param_ Param;//原始数据
/***********全局变量声明******/
uint8_t Save_Param_En;//保存标志位
*********************
* 函数原型: void Param_Reset(void)
       能: 初始化硬件中的参数
*************************
void Param_Reset(void)
```

```
{
   Param.Flash_Check_Start = FLASH_CHECK_START;
   Param.P_Param[0] = 370;//温度
   Param.P_Param[1] = 100;//转速
   Param.P_Param[2] = 0;//时间
   Param.Flash_Check_End = FLASH_CHECK_END;
}
************************
  函数原型: void Param Save(void)
       能:保存硬件中的参数
************************
void Param_Save(void)
   Flash_Write((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
**********************
  函数原型: void Param_Read(void)
       能: 读取硬件中的参数, 判断是否更新
*********************
void Param_Read(void)
   Flash_Read((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
   //板子从未初始化
   if(Param.Flash_Check_Start != FLASH_CHECK_START || Param.Flash_Check_End !=
FLASH_CHECK_END)
   {
      Param_Reset();
      Temp.Set_Temp = Param.P_Param[0];//温度
      Speed.Set_Speed = Param.P_Param[1];//转速
      Time.Set_Time = Param.P_Param[2];//时间
      SetOK_Flag = 1;
      Save_Param_En = 1;
   }
   else
   {
      Temp.Set_Temp = Param.P_Param[0];//温度
      Speed.Set_Speed = Param.P_Param[1];//转速
      Time.Set_Time = Param.P_Param[2];//时间
      SetOK_Flag = 1;
   }
```

```
//保存参数
   if(Save_Param_En)
      Save_Param_En = 0;
      Param_Save();
}
**********************
* 函数原型: void Param_Save_Overtime(float dT)
       能:保存标志位置 1,0.5s 后保存
**********************
void Param_Save_Overtime(float dT)
   static float time;
   if(Save_Param_En)
      time += dT;
      if(time >= 0.5f)
         Param_Save();//保存硬件中的参数
         Save_Param_En = 0;//关闭保存标志位
   }
   else
      time = 0;
#include "SetVal.h"
/**********全局变量声明*****/
uint8_t SetOK_Flag;//检测是否波动旋钮和设置标志位
************************
* 函数原型: void Check_Set(float dT)
      能: 检测设置
***********************
void Check_Set(float dT)
   if(Key_Status != 0)
      SetOK_Flag = 1;//检测到设置标志后
   if(SetOK_Flag == 1)
```

```
if(sys.SetMode_Option == 0)//在设定好后
          if(Temp.Ctrl_Temp!=Temp.Set_Temp)//控制温度不等于设定温度的话
             Temp.Ctrl_Temp = Temp.Set_Temp;//控制温度等于设定温度
             Param.P_Param[0] = Temp.Ctrl_Temp;//将控制温度保存到 Flash
          }
          if(Speed.Ctrl_Speed != Speed.Set_Speed)//控制速度不等于设定速度的话
          {
             Speed.Ctrl_Speed = Speed.Set_Speed;//控制速度等于设定速度
             Param.P_Param[1] = Speed.Ctrl_Speed;//将控制速度保存到 Flash
          }
          if(Time.Ctrl_Time!=Time.Set_Time)//控制时间不等于设定时间的话
             Time.Ctrl_Time = Time.Set_Time;//控制时间等于设定时间
             Param.P_Param[2] = Time.Ctrl_Time;//将控制时间保存到 Flash
          }
          SetOK_Flag = 0;//设定好后清零标志位
          Save_Param_En = 1;//保存 Flash 标志位置一
       }
#include "PID.h"
/********结构体********/
PID_val_t Speed_Val;//pid 数据结构
PID_arg_t Speed_Arg;//pid 数据系数
_PID_Arg_ Temp_Arg;
_PID_Val_ Temp_Val;
************************
 * 函数原型: void PID_Init(void)
       能: pid 系数初始化
************************
void PID_Init(void)
   Speed_Arg.Kp=0.08;
   Speed_Arg.Ki=0.000646;
   Speed_Arg.Kd=0.00043;
   Temp_Arg.Kp = 1000*0.001f;
   Temp_Arg.Ki = 20*0.001f;
   Temp_Arg.Kd = 8000*0.001f;//控台面
}
```

```
*********************
* 函数原型: void PID_Speed(
                         //期望值(设定值)
          uint16_t Expect,
           uint16_t Feedback, //反馈值(实际值)
           PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构体
           PID_val_t *pid_val)//PID 数据结构体
 * 功
        能: PID 控制
 * 输
        入: Expect,
                    //期望值(设定值)
            Feedback, //反馈值(实际值)
            PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构体
            PID arg t*pid arg,//PID 参数结构体
***********************
*/
void PID_Speed(
           uint16 t Expect,
                         //期望值(设定值)
           uint16_t Feedback, //反馈值(实际值)
           PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构
           PID_val_t *pid_val)//PID 数据结构体
{
   pid_val->Error = Expect - Feedback;//当前误差
   if(pid_val->Error > 100)
       pid_val->Error = 100;
   pid_val->SumError = pid_val->Error + pid_val->SumError;//误差和
   pid_val->D_Error = pid_val->Error - pid_val->LastError;//误差偏差
   pid_val->LastError = pid_val->Error;//保存上一次误差
   pid_val->Out
pid_arg->Kp*pid_val->Error+pid_arg->Ki*pid_val->SumError+pid_arg->Kd*pid_val->D_Error;
   if(pid_val->Out<0)
       pid_val->Out=0;
   if(pid_val->Out>0&&pid_val->Out<2500)
       pid_val->Out=pid_val->Out;
}
************************
* 函数原型: void AltPID_Calculation(float dT, float Expect, float Freedback, _PID_Arg_ *
PID_Arg, _PID_Val_ * PID_Val, float Error_Lim, float Integral_Lim)
 * 功
        能: 微分先行 PID 计算
 * 输
        入: dT: 周期(单位: 秒)
           Expect: 期望值(设定值)
           Freedback: 反馈值
           _PID_Arg_* PID_Arg: PID 参数结构体
           _PID_Val_* PID_Val: PID 数据结构体
           Error Lim: 误差限幅
           Integral_Lim: 积分误差限幅
        数: float dT, float Expect, float Freedback, _PID_Arg_ * PID_Arg, _PID_Val_ *
```

```
PID Val, float Error Lim, float Integral Lim
************************
void AltPID_Calculation(float dT, float Expect, float Freedback, _PID_Arg_ * PID_Arg,
_PID_Val_ * PID_Val, float Error_Lim, float Integral_Lim)
   PID Val->Error = Expect - Freedback;//误差 = 期望值-反馈值
                    = PID_Arg->Kp * PID_Val->Error;//比例 = 比例系数*误差
   PID Val->Proportion
   PID_Val->Fb_Differential = -PID_Arg->Kd * ((Freedback - PID_Val->Freedback_Old) *
safe_div(1.0f, dT, 0));//微分 = - (微分系数) * (当前反馈值-上一次反馈值) *频率
   PID_Val->Integral += PID_Arg->Ki * LIMIT(PID_Val->Error, -Error_Lim, Error_Lim) *
dT://积分 = 积分系数*误差*周期
   PID_Val->Integral = LIMIT(PID_Val->Integral, -Integral_Lim, Integral_Lim);//积分限幅
   PID Val->Out
                        PID Val->Proportion
                                                 PID Val->Integral
PID_Val->Fb_Differential;//PID 输出
   PID_Val->Freedback_Old = Freedback;//将当前反馈值赋值给上一次反馈值
#include "Speed.h"
/********局部变量声明*****/
uint32_t P_Status;//捕获周期计数状态 1 开启 0 关闭
uint16_t TIM1CH3_CAPTURE_STA=0;//捕获溢出的周期数
uint32_t TIM1CH3_CAPTURE_VAL;//捕获未溢出的计数值
uint8_t CAPTURE_First=0;//捕获第一个高电平
uint8_t CAPTURE_Status=0;//捕获状态
uint16_t Speed_Flag;//速度调 0 标志位
*************************
 * 函数原型: void Encoder_Init(void)
       能: 编码器初始化
***********************
void Encoder_Init(void)
   HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim1, TIM_CHANNEL_3);//motor 输入捕获
   HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);//开启定时器 1 的中断
}
***********************
 * 函数原型: void Check_Speed(float dT)
       能: 检测速度是否停止
**********************
void Check_Speed(float dT)
```

```
if(Speed_Flag)
     Speed_Flag -= dT;
  if(Speed_Flag==0)
     Speed.Rel\_Speed = 0;
}
************************
* 函数原型: void Check_Status(void)
      能: 检测捕获状态
*************************
void Check_Status(void)
  if(CAPTURE_Status)//捕获结束
      __HAL_TIM_ENABLE(&htim1);//重新开始捕获
     CAPTURE_Status=0;//开始捕获
     TIM1CH3_CAPTURE_STA=0;//溢出时间清零
  }
}
*********************
* 函数原型: void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef*htim)
      能:定时器中断
*********************
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  if(htim->Instance == TIM1)
     if(P_Status)//捕获周期计数
        TIM1CH3_CAPTURE_STA++;//溢出加 1
  }
}
*********************
* 函数原型: void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
      能:输入捕获回调函数
*************************
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  if(CAPTURE_Status==0)
      Speed_Flag=2;//每次进入都赋值 2,如果 2S 后不进入表示速度为 0
```

```
if(CAPTURE_First)
      {
          CAPTURE_Status=1;//停止捕获计时
          CAPTURE_First=0;//清除捕获第一个上升沿标志
   TIM1CH3_CAPTURE_VAL=HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim1,TIM_CHANNEL_3);
//获取当前捕获计数值
          long long temp=0;
          temp=TIM1CH3_CAPTURE_STA://溢出的次数(用于计算进入多少个周期)
          temp*=50;//一个周期溢出的时间(us)计算=定时器周期(1/(48000000/6)*400)
=0.00005S=50us
          temp+=TIM1CH3_CAPTURE_VAL;//一个周期所需的 us 数(用溢出的时间加上
没有溢出的时间)得出一个周期用了多少 us
          temp=60000000/temp/2;//一分钟有 60000000us,一分钟内有多少个脉冲(周期)。
2 是一圈有几个脉冲得出一分钟转了多少圈
          Speed.Rel_Speed = temp;
          P_Status=0;//捕获周期计数关闭
          __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim1,0);//定时器寄存器清零
          __HAL_TIM_DISABLE(&htim1);//不进入定时器中断(不溢出计数)
      }
      else
          TIM1CH3_CAPTURE_STA=0;//清除周期计数
          TIM1CH3_CAPTURE_VAL=0;//清除捕获寄存器
          CAPTURE_First=1;//已捕获第一个上升沿
          CAPTURE_Status=0;//捕获计时
          P_Status=1;//捕获周期计数开始
      }
   }
#include "Ctrl Scheduler.h"
uint16_t T_cnt_2ms=0,
        T_cnt_10ms=0,
        T cnt 50ms=0,
        T_cnt_100ms=0,
        T_cnt_500ms=0,
        T_cnt_1S=0;
void Loop_Check(void)
   T_cnt_2ms++;
   T_cnt_10ms++;
   T_cnt_50ms++;
   T cnt 100ms++;
   T_cnt_500ms++;
   T_cnt_1S++;
   Sys_Loop();
}
```

```
static void Loop_2ms(float dT)//2ms 执行一次
}
static void Loop_10ms(float dT)//10ms 执行一次
    Key_Scan(dT);//按键扫描
    Check_Set(dT);//检测设置
    Motor_Ctrl(dT);//电机控制
    Read_Temp(dT);//读取温度-10ms
}
static void Loop_50ms(float dT)//50ms 执行一次
}
static void Loop_100ms(float dT)//100ms 执行一次
    Buzzer_Status(dT);//蜂鸣器的状态检测
    Param_Save_Overtime(dT);//保存标志位置
    Twinkle(dT);//闪烁函数
    Cheak_TimeDown(dT);//时间倒计时检测
}
static void Loop_500ms(float dT)//500ms 执行一次
    Check_Press(dT);//检测按键按下状态
}
static void Loop_1S(float dT)//1S 执行一次
    Temp_Control(dT);//温度加热控制
   Check_Speed(dT);//检测速度是否停止
}
void Sys_Loop(void)
    if(T_cnt_2ms >= 2) {
        Loop_2ms(0.002f);
        T_cnt_2ms = 0;
    if(T_cnt_10ms >= 10)  {
        Loop_10ms(0.01f);
        T_cnt_10ms = 0;
    if(T_cnt_50ms >= 50)  {
```

```
Loop_50ms(0.05f);
       T_cnt_50ms = 0;
   if(T_cnt_100ms >= 100)  {
       Loop_100ms(0.1f);
       T_{cnt_100ms} = 0;
   if(T_cnt_500ms >= 500)  {
       Loop_500ms(0.5f);
       T_cnt_500ms = 0;
   if(T_cnt_1S >= 1000) \{
       Loop_1S(1.0f);
       T_cnt_1S = 0;
   }
#include "Ctrl_ControlTemp.h"
/********局部变量声明*****/
uint8 t Out Enable;//积分运算的开关
float adc_val,ctrl_val;
uint8_t water_type,step;//判断是油还是水 0: 水,1油
uint8_t Temp_type;//温度类型
************************
 * 函数原型: static void Mesa_Ctrl(float dT, int32_t Ctrl_temp)
        能:台面温度控制
***********************
static void Mesa_Ctrl(float dT, int32_t Ctrl_temp)
   if(Ctrl_temp > 2800) Ctrl_temp = 2800;//最高加热 280 度
   adc_val = Get_ADCVal(Ctrl_temp)*10;//查表读 ADC 值
   ctrl_val = PT_VALUE_2_TEMP*10;//实际的 adc 值
   if(Ctrl_temp > 2300 && Temp.Mesa_Temp > 2000)//如果控制温度大于 230 度,台面温度
超过 200 度
       Out_Enable = 1;//打开积分计算
   else if((adc_val - ctrl_val > -200 && adc_val - ctrl_val < 200))
       Out_Enable = 1;//打开积分计算
   else
       Out_Enable = 0;//关闭积分计算
   AltPID_Calculation(dT, adc_val, ctrl_val, &Temp_Arg, &Temp_Val, 100, Out_Enable *
1000);
   HEAT_ON();//加热模块开启
   if(Temp_Val.Out < 0)
       Temp_Val.Out = 0;
   HEAT =(int)Temp_Val.Out;
}
```

```
************************
* 函数原型: void Temp_Control(float dT)
        能: 温度加热控制
************************
void Temp_Control(float dT)
   if(sys.Run_Status && PT_VALUE_1_TEMP >= 2000)//启动系统控制台面
       if(Temp_type == 1)//如果是外部探头切换过来
          Temp\_ADDMode = 0;
          Temp_type = 0;
       if(Temp.Ctrl_Temp)
          Mesa_Ctrl(dT, Temp.Ctrl_Temp);
       else
          water_type = 0;
          HEAT_OFF();//加热模块关闭
          HEAT = 0;//pwm 不输出
          step = 0;
       }
   }
   else if(sys.Run_Status && PT_VALUE_1_TEMP < 2000)//启动系统控制水温
       if(Temp.Ctrl_Temp)
          if(Temp_type == 0)//如果是台面探头切换过来
              Temp.Temp\_ADDMode = 0;
              Temp_type = 1;
          if(Temp.Ctrl_Temp < 1000)//控制温度小于 100℃
              if(Temp.Ctrl\_Temp - Temp.Rel\_Temp > 100)
                  Mesa_Ctrl(dT, Temp.Ctrl_Temp*2.8f);
              else if(Temp.Ctrl_Temp - Temp.Rel_Temp < 100 && Temp.Ctrl_Temp -
Temp.Rel\_Temp >= 50)
                  Mesa_Ctrl(dT, Temp.Ctrl_Temp*2.5f);
              else if(Temp.Ctrl_Temp - Temp.Rel_Temp < 50 && Temp.Ctrl_Temp -
Temp.Rel\_Temp >= 10)
```

```
Mesa_Ctrl(dT, Temp.Ctrl_Temp*2.2f);
                  }
                 else if(Temp.Ctrl_Temp - Temp.Rel_Temp < 10 && Temp.Ctrl_Temp -
Temp.Rel_Temp > 0)
                      Mesa_Ctrl(dT, Temp.Ctrl_Temp*2.1f);
                  }
                 else
                  {
                      Temp_Val.Out = 0;
                      HEAT =(int)Temp_Val.Out;
                  }
             else if(Temp.Ctrl_Temp == 1000)//控制温度等于 100℃
                 if(!water_type)
                      if(step == 0)
                          Mesa_Ctrl(dT, 2800);
                          if(Temp.Rel\_Temp >= 1000)
                               step = 1;
                      }
                      else if(step == 1)
                          Mesa_Ctrl(dT, 2200);
                      if(Temp.Rel\_Temp >= 1040)
                          water_type = 1;//判断为油
                      }
                  }
                 else
                  {
                      if(Temp.Ctrl\_Temp - Temp.Rel\_Temp > 100)
                          Mesa_Ctrl(dT, Temp.Ctrl_Temp*2.8f);
                      else if(Temp.Ctrl_Temp - Temp.Rel_Temp < 100 && Temp.Ctrl_Temp -
Temp.Rel\_Temp >= 50)
                          Mesa_Ctrl(dT, Temp.Ctrl_Temp*2.5f);
                      else if(Temp.Ctrl_Temp - Temp.Rel_Temp < 50 && Temp.Ctrl_Temp -
Temp.Rel\_Temp >= 10)
                          Mesa_Ctrl(dT, Temp.Ctrl_Temp*2.2f);
                      }
```

```
else if(Temp.Ctrl_Temp - Temp.Rel_Temp < 10 \&\& Temp.Ctrl\_Temp -
Temp.Rel\_Temp > 0
                     {
                         Mesa_Ctrl(dT, Temp.Ctrl_Temp*2.1f);
                     }
                     else
                     {
                         Temp_Val.Out = 0;
                         HEAT =(int)Temp_Val.Out;
                     }
                 }
             }
             else if(Temp.Ctrl_Temp > 1000)//控制温度大于 100℃
                 if(Temp.Ctrl_Temp - Temp.Rel_Temp > 100)
                     Mesa_Ctrl(dT, Temp.Ctrl_Temp * 2.2f);
                 else if(Temp.Ctrl_Temp - Temp.Rel_Temp < 100 && Temp.Ctrl_Temp -
Temp.Rel\_Temp >= 50)
                     Mesa_Ctrl(dT, Temp.Ctrl_Temp * 2.0f);
                 }
                 else if(Temp.Ctrl_Temp - Temp.Rel_Temp < 50 && Temp.Ctrl_Temp -
Temp.Rel\_Temp > 0)
                     Mesa_Ctrl(dT, Temp.Ctrl_Temp * 1.8f);
                 }
                 else
                 {
                     Temp_Val.Out = 0;
                     HEAT =(int)Temp_Val.Out;
                 }
             }
        }
        else
        {
             water_type = 0;
            HEAT_OFF();//加热模块关闭
            HEAT = 0;//pwm 不输出
            step = 0;
        }
    }
    else
        water_type = 0;
        HEAT_OFF();//加热模块关闭
        HEAT = 0;//pwm 不输出
        step = 0;
    }
```

```
#include "Ctrl_Motor.h"
/*
*************************
* 函数原型: void Motor_Ctrl(float dT)
       能: 电机控制
void Motor_Ctrl(float dT)
   if(sys.Run_Status)//启动
      if(Speed.Set\_Speed > 0)
          MO_ON();//电机启动
          PID_Speed(Speed.Ctrl_Speed,Speed.Rel_Speed,&Speed_Arg,&Speed_Val);// 电机
PID 控制
          PWM = Speed_Val.Out;//pid 输出
      }
      else
          MO_OFF();//电机关闭
          Speed_Val.SumError = 0;//清除积分合
          PWM = 0;//pwm 不输出
      }
   }
   else
      MO_OFF();//电机关闭
      Speed_Val.SumError = 0;//清除积分合
      PWM = 0;//pwm 不输出
   }
#include "Ctrl_DownTime.h"
***********************
* 函数原型: void Cheak_TimeDown(float dT)
* 功
       能:时间倒计时检测
  输
       入: dT:执行周期
       数: float dT
**********************
void Cheak_TimeDown(float dT)
   static float T;
   if(sys.Run_Status)//启动系统
      if(Time.Ctrl_Time > 0 && Speed.Speed_ADDMode != 1)
```

```
T += dT;
          if(T >= 1.0f)//1S
             if(Time.Ctrl_Time)
                 Time.Ctrl_Time--;//控制时间--
              if(Time.Ctrl_Time == 0)
                 Speed_Speed_ADDMode = 1;//进入减速模式
                 Speed.Ctrl_Speed = 0;//将控制速度设置为 0
                 Beep_Flash = 5;//响 5 下
             T=0;//周期清零
       }
   }
#include "System_Init.h"
**********************
 * 函数原型:
            void System_Init(void)
       能:
            系统功能初始化
void System_Init(void)
   /*******系统初始化成功*******/
   sys.Init\_ok = 0;
   /******PID 初始化******/
   PID_Init();
   /**********电机初始化*******/
   Motor_Init();
   /******电调初始化*******/
   Encoder_Init();
   /********参数初始化*******/
   Param_Read();
   /******ADC&DMA 初始化******/
   ADCDMA_Init();
   /********加热初始化*******/
   HEAT_Init();
   /*********LCD 初始化**********/
   Lcd_Init();
```